




making work easy



- FAQ - Deutsch
- FAQ - English
- FAQ - Français
- FAQ - Italiano
- FAQ - Español
- FAQ - Português
- FAQ - Türkçe
- FAQ - Русский
- FAQ - Polski
- FAQ - 中文
- FAQ - 日本語
- FAQ - 한국어
- FAQ - اللغة العربية
- FAQ - Українська



# Sicherheitsbrenner eco

FAQ - frequently asked questions



Fehler	Ursache	Abhilfe
<p><b>Brenner lässt sich trotz offenen Gashahn am Labortisch (Gasabsperrarmatur) nicht entzünden / kein Gasaustrittsgeräusch.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Gasversorgung nicht aktiviert / Gasflasche leer.</li> <li>• Betätigungsknopf der Zündsicherung nicht gedrückt.</li> <li>• Düse verstopft.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Gasversorgung aktivieren / Gasflasche tauschen.</li> <li>• Betätigungsknopf der Zündsicherung gedrückt halten.</li> <li>• Mischrohr abschrauben, Düse vorsichtig mit weichem Tuch reinigen. Düse nicht ausschrauben!</li> </ul>
<p><b>Brenner lässt sich trotz Gasaustrittsgeräusch nicht entzünden.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falsche Anschlusswerte.</li> <li>• Gefahr: fehlerhafter bzw. defekter Druckminderer.</li> <li>• Fehler im Fühler.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlussdruck und Gasart überprüfen.</li> <li>• Druckminderer austauschen lassen.</li> <li>• Brenner zur Reparatur einschicken.</li> </ul>
<p><b>Gasgeruch bei laufendem Brenner.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlüsse undicht.</li> <li>• Brenner undicht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlüsse überprüfen.</li> <li>• Bei undichtem Brenner keine Reparaturen selbst durchführen! Brenner zur Überprüfung einschicken.</li> </ul>

# FAQ - English

Fault	Cause	Solution
<b>Burner will not ignite despite open shut-off valve at the laboratory workbench (gas isolation valve), no audible gas flow.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• The main gas supply has not been switched on / gas bottle is empty.</li><li>• The actuation knob for automatic ignition has not been pressed.</li><li>• Nozzle is blocked.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Switch the main gas supply on / exchange gas bottle.</li><li>• Keep the actuation knob pressed in.</li><li>• Unscrew the mixing tube; clean the nozzle carefully with a soft cloth. Do not unscrew the nozzle!</li></ul>
<b>Burner will not ignite despite clearly audible gas flow.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Incorrect connection values.</li><li>• Caution: faulty pressure reducer.</li><li>• Defect in the sensor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check the connection values and type of gas.</li><li>• Exchange pressure reducer.</li><li>• Send the burner in for repairs.</li></ul>
<b>Smell of gas when burner is ignited.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leaky connections.</li><li>• Leaky burner.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check connections.</li><li>• If the burner is leaky, do not repair yourself! Send the burner to be examined.</li></ul>

# FAQ - Français

Erreur	Cause	Remède
<b>Bien que le robinet de gaz sur le poste de travail (robinet d'arrêt de gaz) soit ouvert, il est impossible d'allumer le brûleur / aucun bruit indiquant que du gaz s'échappe n'est audible.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'alimentation centrale en gaz n'est pas activée / la bouteille de gaz est vide.</li><li>• Le bouton d'actionnement du dispositif de sécurité d'allumage n'est pas enfoncé.</li><li>• La buse est obstruée.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Activer l'alimentation centrale en gaz / remplacer la bouteille de gaz.</li><li>• Maintenir enfoncé le bouton d'actionnement du dispositif de sécurité d'allumage.</li><li>• Dévisser le tube de mélange, nettoyer la buse avec précaution à l'aide d'un chiffon doux. Ne pas dévisser la buse !</li></ul>
<b>Un bruit indiquant que du gaz s'échappe est audible, mais il est impossible d'allumer le brûleur.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valeurs de branchement incorrectes.</li><li>• Danger : dysfonctionnement ou défaillance du réducteur de pression.</li><li>• Défaut du capteur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier la pression de branchement et le type de gaz.</li><li>• Faire remplacer le réducteur de pression.</li><li>• Retourner le brûleur en vue de le faire réparer.</li></ul>
<b>Odeur de gaz alors que le brûleur est allumé.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Branchements non étanches.</li><li>• Brûleur non étanche.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier les branchements.</li><li>• Ne pas procéder soi-même à des réparations si le brûleur n'est pas étanche ! Retourner le brûleur en vue de le faire vérifier.</li></ul>

# FAQ - Italiano

IT

Errore	Causa	Rimedio
<b>Il bruciatore non si accende / non si sente il rumore del gas in erogazione, nonostante la valvola del gas sul banco (rubinetto di intercettazione) sia aperto.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'impianto centrale del gas non è attivato / la bombola del gas è vuota.</li><li>• Il pulsante di sblocco della valvola di sicurezza non è stato azionato.</li><li>• Ugello otturato.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Attivare l'impianto centrale del gas / Cambiare la bombola del gas.</li><li>• Tenere premuto il pulsante di sblocco della valvola di sicurezza.</li><li>• Svitare il camino, pulire delicatamente l'ugello con un panno morbido. Non svitare l'ugello!</li></ul>
<b>Il bruciatore non si accende nonostante si senta il rumore del gas erogato.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valori di allacciamento errati.</li><li>• Pericolo: riduttore di pressione guasto o difettoso.</li><li>• Sonda difettosa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare la pressione di allacciamento e il tipo di gas.</li><li>• Far sostituire il riduttore di pressione.</li><li>• Inviare il bruciatore al centro assistenza per la riparazione.</li></ul>
<b>Odore di gas mentre il bruciatore è in funzione.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Raccordi non stagni.</li><li>• Bruciatore non stagno.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare i raccordi.</li><li>• Non eseguire alcuna riparazione in proprio su un bruciatore non stagno! Inviare il bruciatore al centro assistenza per il controllo.</li></ul>

# FAQ - Español

ES

Error	Causa	Solución
<b>El mechero no se enciende / sin ruido de gas saliente, a pesar de que la válvula de gas de la mesa del laboratorio se encuentre abierta (válvula para el bloqueo de gas).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La entrada central de gas no está activada / botella de gas vacía.</li><li>• El botón de accionamiento del guardallamas no está pulsado.</li><li>• La tobera está obstruida.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accionar la entrada central de gas / sustituir la botella de gas.</li><li>• Mantener pulsado el botón de accionamiento del guardallamas.</li><li>• Desatornillar el tubo de mezclado, limpiar con cuidado la tobera con un paño suave. ¡No desatornillar la tobera!</li></ul>
<b>El mechero no se enciende, a pesar del ruido de gas saliente.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valores equivocados de conexión.</li><li>• Peligro: regulador de presión erróneo o defectuoso.</li><li>• Fallo en el sensor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supervisar la presión de conexión y el tipo de gas.</li><li>• Encargar la sustitución del regulador de presión.</li><li>• Enviar el aparato para su reparación.</li></ul>
<b>Olor a gas con el mechero encendido.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conexiones inestancas.</li><li>• Mechero inestanco.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comprobar las conexiones.</li><li>• ¡En caso de mechero inestanco, no realizar uno mismo las reparaciones bajo ningún concepto! Enviar el aparato para su verificación.</li></ul>

# FAQ - Português

Erro	Causa	Solução
<b>Embora a torneira de gás na bancada de laboratório (válvula de corte do gás) esteja aberta, não é possível acender o queimador / não se ouve qualquer ruído de saída de gás.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• O sistema central de fornecimento de gás não está ativado / a botija de gás está vazia.</li><li>• O botão de acionamento da segurança de ignição não está pressionado.</li><li>• O bocal está entupido.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ativar o sistema central de fornecimento de gás / trocar a botija de gás.</li><li>• Manter o botão de acionamento da segurança de ignição pressionado.</li><li>• Desenroscar o tubo misturador e limpar cuidadosamente o bocal com um pano macio. Não desenroscar o bocal!</li></ul>
<b>Embora se ouça o ruído de saída de gás, não é possível acender o queimador.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valores de ligação errados.</li><li>• Perigo: redutor de pressão danificado ou com defeito.</li><li>• Erro no sensor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar a pressão de ligação e o tipo de gás.</li><li>• Requerer a substituição do redutor de pressão.</li><li>• Enviar o bico de Bunsen para reparação.</li></ul>
<b>Cheiro a gás quando o queimador está funcionando.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• As conexões não estão bem vedadas.</li><li>• O queimador não está bem vedado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar as conexões.</li><li>• Caso existam fugas no queimador, não efetuar reparações autonomamente. Enviar o bico de Bunsen para verificação.</li></ul>

PT



# FAQ - Türkçe

Hata	Nedeni	Çözümü
<b>Brülör laboratuvar tezgahındaki gaz musluğunun (gaz kapama armatürü) açılmasına rağmen tutuşmuyor / gaz çıkışı sesi var.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merkezi gaz besleme sistemi aktif değil / gaz tüpü boş.</li><li>• Ateşleme emniyetinin çalıştırma düğmesine basılmamış.</li><li>• Nozül tıkalı.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merkezi gaz besleme sistemi aktifleştiriniz / gaz tüpünü değiştiriniz.</li><li>• Ateşleme emniyetinin çalıştırma düğmesini basılı tutunuz.</li><li>• Karıştırma borusunu döndürerek çıkarınız; nozülü dikkatli bir biçimde yumuşak bir bezle temizleyiniz. Nozülü çıkarmayınız!</li></ul>
<b>Gaz çıkış sesine rağmen brülör tutuşmuyor.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yanlış bağlantı değerleri.</li><li>• Tehlike: Hatalı veya arızalı basınç redüktörü.</li><li>• Sensörde hata:</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bağlantı basıncını ve gaz türünü kontrol ediniz.</li><li>• Basınç redüktörünü değiştiriniz.</li><li>• Brülörü tamire gönderiniz.</li></ul>
<b>Brülör çalıştığında gaz kokusu.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bağlantılarda sızıntı var.</li><li>• Brülörde sızıntı var.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ğlantıları kontrol ediniz.</li><li>• Sızdıran brülör üzerinde tamir çalışmalarını kendiniz yapmayınız.</li><li>• Brülörü kontrole gönderiniz.</li></ul>

TR

# FAQ - Русский

Неисправность	Причина	Устранение
<b>Горелка не зажигается, не смотря на открытый газовый кран на лабораторном столе (газовая запорная арматура) / отсутствует звук выходящего газа</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Не включено центральное снабжение газом / пустой газовый баллон.</li><li>• Не нажата кнопка управления автоматикой безопасности.</li><li>• Сопло закупорено.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Включить центральное снабжение газом / заменить газовый баллон.</li><li>• Держать нажатой кнопку управления автоматикой безопасности.</li><li>• Отвинтить смесительную трубку, сопло аккуратно прочистить мягкой салфеткой. Сопло не вывинчивать!</li></ul>
<b>Горелка не зажигается, не смотря на наличие звука выходящего газа.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Неправильные параметры подключения.</li><li>• Опасность: поврежденный или неисправный редуктор давления</li><li>• Неисправный термодатчик.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверить давление подключения и вид газа.</li><li>• Заменить редуктор давления.</li><li>• Отправить горелку на ремонт.</li></ul>
<b>Запах газа при эксплуатации горелки.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Негерметичные подключения</li><li>• Горелка негерметична.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверить подключения.</li><li>• Не производить самостоятельный ремонт негерметичной горелки! Отправить горелку на ремонт!</li></ul>

RU

# FAQ - Polski

Błąd	Przyczyna	Pomoc
<b>Palnik pomimo otwartego zaworu na stole laboratoryjnym (gazowa armatura zamykająca) nie zapala się / nie słychać szumu wylatującego gazu.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nieodkręcony centralny zawór gazowy / pusta butla z gazem.</li><li>• Niewciśnięty przycisk bezpiecznika zapłonu.</li><li>• Zatkana dysza.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uruchomić centralny zawór gazowy / wymienić butlę z gazem.</li><li>• Przytrzymać wciśnięty przycisk bezpiecznika zapłonu.</li><li>• Odkręcić rurę palnika, oczyścić ostrożnie dyszę za pomocą miękkiej ściereczki. Nie odkręcać dyszy!</li></ul>
<b>Palnik pomimo wyraźnego szumu wylatującego gazu nie zapala się.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Błędne wartości podłączenia.</li><li>• Niebezpieczeństwo: wadliwy lub uszkodzony reduktor ciśnienia.</li><li>• Błąd w czujniku.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić ciśnienie dochodzącego gazu i jego rodzaj.</li><li>• Dać do wymiany reduktor ciśnienia.</li><li>• Oddać palnik do naprawy.</li></ul>
<b>Zapach gazu przy pracującym palniku.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nieszczelne przyłącza.</li><li>• Nieszczelny palnik.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić przyłącza.</li><li>• Przy nieszczelnym palniku nie można samemu przeprowadzać naprawy!</li><li>• Należy przesłać go do przeglądu.</li></ul>

PL

# FAQ - 中文

故障	原因	解决方案
打开技工桌上的闭气阀(气体隔绝阀)，无法点燃本生灯，听不到气流声。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 主气源未打开/气罐空了。</li><li>• 未按下自动点燃的启动按钮。</li><li>• 气嘴堵住了。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 打开主气源/更换燃气罐。</li><li>• 按下启动按钮。</li><li>• 松掉混合管，用软布清洁气嘴。不要松掉气嘴。</li></ul>
听见气流声，无法点燃本生灯。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 连接阀错误。</li><li>• 注意：压力降低器故障。</li><li>• 传感器故障。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查连接阀和气源类型。</li><li>• 更换压力降低器。</li><li>• 送维修。</li></ul>
点燃时闻到气味。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 连接处漏气。</li><li>• 本生灯漏气。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查连接。</li><li>• 如本生灯漏气，不能擅自维修。请送检。</li></ul>

# FAQ - 日本語

エラー	原因	対処法
ラボ機のガスシャットオフバルブ（ガス遮断バルブ）を開いているにもかかわらず点火しない / ガス流の音が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"><li>メインガス供給がなされていない / ガスボンベが空になっている。</li><li>点火ロック解除ボタンが押されていない。</li><li>ノズルが詰まっている。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>メインガス供給をオンにします / ガスボンベを交換します。</li><li>点火ロック解除ボタンを押し続けます。</li><li>混合管を外し、ノズルを注意しながら柔らかい布で清掃します。ノズルは分解しないで下さい。</li></ul>
ガス流の音が聞こえているにもかかわらず点火しない。	<ul style="list-style-type: none"><li>接続値が間違っている。</li><li>危険：減圧弁が誤作動もしくは故障している。</li><li>センサーが故障している。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>接続値とガス種類を確認して下さい。</li><li>減圧弁を交換して下さい。</li><li>バーナーを修理に出して下さい。</li></ul>
バーナー使用中に、ガス漏れの臭いがする。	<ul style="list-style-type: none"><li>接続部に漏れが生じている。</li><li>バーナーに漏れが生じている。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>接続部を確認して下さい。</li><li>バーナー装置に漏れが確認された場合、自分で修理しないで下さい！バーナーを検査に出して下さい。</li></ul>

# FAQ - 한국어

발생한 문제	원인	해결방법
기공실 작업대의 잠금 밸브(가스 차단 밸브)가 열려 있음에도 불구하고 버너가 점화되지 않는다, 가스 소리가 들리지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가스 주공급원을 열지 않았다 / 가스통이 비었다.</li> <li>• 자동 점화를 위한 작동 손잡이가 눌러지지 않았다.</li> <li>• 노즐이 막혔다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가스 주공급원을 엽니다 / 가스통을 교체합니다.</li> <li>• 작동 손잡이를 눌러진 상태로 유지합니다.</li> <li>• 믹싱 튜브를 떼어 냅니다. 부드러운 천으로 노즐을 조심스럽게 청소합니다. 노즐은 떼어 내면 안 됩니다!</li> </ul>
가스 소리가 분명히 들리지만 점화가 되지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연결 밸브가 잘못됨.</li> <li>• 주의: 압력 감축기의 결함.</li> <li>• 센서의 결함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연결 밸브와 가스 종류를 확인합니다.</li> <li>• 압력 감축기를 교체합니다.</li> <li>• 버너를 수리센터에 맡깁니다.</li> </ul>
버너가 점화 되었을 때 가스 냄새가 난다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연결부분이 샌다.</li> <li>• 버너가 샌다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연결부분을 확인합니다.</li> <li>• 버너가 새는 경우 직접 수리하지 마십시오! 전문가에게 점검을 맡겨야 합니다.</li> </ul>

الحل	السبب	العطل
<ul style="list-style-type: none"> <li>• افتح مصدر التزويد بالغاز / بدل اسطوانة الغاز.</li> <li>• استمر بالضغط على قبضة التشغيل للمدة المطلوبة.</li> <li>• فك أنبوب الخلط ونظف الفوهة بعناية بواسطة قطعة قماش ناعمة رطبة دون أن تفك الفوهة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مصدر التزويد الرئيسي بالغاز غير مفتوح أو اسطوانة الغاز فارغة.</li> <li>• لم يتم الضغط على قبضة التشغيل التي تفعّل الإشعال الأتوماتيكي.</li> <li>• الفوهة مسدودة.</li> </ul>	<p>الشعلة لا تشتعل رغم فتح صمام التزويد بالغاز الموجود في منصة العمل في المختبر (صمام عزل الغاز) لا يُسمع صوت لتدفق الغاز.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من قيم التوصيلات ومن نوعية الغاز.</li> <li>• استبدل مفتاح خفض الضغط.</li> <li>• أرسل الجهاز للتصليح.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قيم التوصيل غير صحيحة.</li> <li>• احذر من أن يكون مفتاح خفض الضغط معطلاً.</li> <li>• خلل في الحساس.</li> </ul>	<p>الشعلة لم تشتعل على الرغم من سماع صوت تدفق الغاز.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• افحص الوصلات.</li> <li>• إذا كان مصدر التسريب هو القنديل لا تحاول إصلاحه بنفسك بل أرسله للفحص.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يوجد تسريب في الوصلات.</li> <li>• يوجد تسريب في القنديل.</li> </ul>	<p>وجود رائحة غاز لدى إشعال الشعلة.</p>

## FAQ - Українська

Помилка	Причина	Спосіб усунення
<b>Незважаючи на відкритий газовий кран на лабораторному столі (арматура блокування подачі газу) пальник не вдається підпалити / відсутній шум виходу газу.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Не активована центральна подача газу / газовий балон порожній.</li><li>• Не натиснута кнопка керування газової автоматики безпеки.</li><li>• Сопло засмічене.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Активувати центральну подачу газу / змінити газовий балон.</li><li>• Натиснути і утримувати кнопку керування газової автоматики безпеки.</li><li>• Відкрити змішувач, обережно почистити сопло м'якою тканиною. Не викручувати сопло!</li></ul>
<b>Незважаючи на шум виходу газу пальник не вдається підпалити.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Неправильні значення підключення.</li><li>• Небезпека: несправний редуктор тиску.</li><li>• Помилка в зонді.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Перевірити тиск підключення та тип газу.</li><li>• Доручити заміну редуктора тиску.</li><li>• Відправити пальник на ремонт.</li></ul>
<b>Запах газу під час роботи пальника.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Підключення не герметичні.</li><li>• Пальник не герметичний.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Перевірити підключення.</li><li>• В разі не герметичного пальника не виконувати ремонт самостійно! Відправити пальник на перевірку.</li></ul>