

**Renfert**

making work easy



EASYview+

Dental Visual Communicator

# EASY view+

## Dental Visual Communicator

Renfert EASY view+, el Dental Visual Communicator para la observación digital de objetos. La detección visual digital le permite visualizar, mecanizar y compartir mejor sus trabajos diarios. Además de la clásica visualización en vivo con tres aumentos de zoom, ahora puede generar imágenes de forma espontánea con solo pulsar un botón. Desde la interfaz directa creará vídeos en su ordenador portátil y, al mismo tiempo, compartirá, por ejemplo, casos de pacientes. Y para editar los archivos de imagen puede seguir utilizando sus programas habituales.

### Ventajas

- Tres aumentos (4, 15 y 20) para una observación completa o microscópica.
- Gracias a la herramienta de reuniones en línea puede tratar los casos con el odontólogo desde su portátil de forma sencilla y eficaz.
- La libre elección de la pantalla\*\* le permite adaptar el equipo a sus necesidades particulares.

Accesorios opcionales: Renfert CONNECT \*\*\* (Renfert CONNECT stick y Renfert CONNECT app para conectarse a la red y comparar de forma inalámbrica los datos de la memoria integrada de EASY view+ y de la aplicación).

\* Requisitos del sistema: Microsoft Windows® 10 y superior; Intel® Core™ i3 y superior | Apple® macOS® 10.15 y superior; Intel® Core™ i5 y superior.

\*\* La función 3D solo es posible con el monitor Renfert; monitor 2D con resolución 1920x1080 (Full HD).

\*\*\* Renfert CONNECT stick no está disponible en todos los países. Verifique la disponibilidad aquí: [www.renfer.com/connect](http://www.renfer.com/connect)

### Detalles

- Libertad de movimiento en el modo 4x: importantes diferencias de altura (aprox. 70 mm) no provocan ninguna pérdida de nitidez.



easy use



perfect view



smart control



Nuevo aumento, más pequeño, para una mejor visión integral

### Características técnicas

Tensión de red admisible	120–230 V   100–240 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	12 W
Potencia absorbida (Pantalla)	25 W
Resolución de vídeo y de pantalla	Full-HD (1920 x 1080)
Distancia focal (entre lente y objeto)	430 mm
Aumento	4 aumentos   15 aumentos   20 aumentos
Intensidad de iluminación	40000 lx
Capacidad del lápiz de memoria USB	4 GB
Número de imágenes memorizables, aprox.	600
Longitud máx. de secuencias de vídeo, aprox.	~15 min
Peso (Cabezal)	0,7 kg
Peso (incl. brazo de soporte)	2,1 kg
Peso (Pantalla fuente de alimentación incluida)	3,65 kg

### Referencias

EASY view+ 100–240 V	No. 24004000
EASY view+ 3D 100–240 V	No. 24003000
Monitor 3D EASY view	No. 900037808
EASY view+ Composite filtro UV	No. 24004020
Accesorios	<a href="http://www.renfer.com">www.renfer.com</a>