



Renfert

making work easy

Вы все еще пользуетесь скалером?

Легко удалить временный цемент



temp:ex

Растворитель временных цемента

temp:ex

Растворитель временных цементов

temp:ex – растворитель для стоматологических временных цементов на основе оксида цинка.

Преимущества

- Экономия рабочего времени за счет значительного сокращения ручных операций.
- Предотвращение повреждений протезов, возможных при ручной чистки инструментами.
- Проверенная совместимость с наиболее распространенными стоматологическими материалами.

Детали

- Увеличение скорости очистки на 50 % при использовании temp:ex с прибором SYMPRO для очистки протезов.
- Экономичное использование благодаря флакону с дозатором.

MD



Просто оставить на 10 минут для воздействия ...



Зубной протез до и после очистки

Информация для заказа

temp:ex 250 мл No. 66000000