

Cleaning pins for SYMPRO

Product data sheet | REF. 6500 0550



Reinigungsstifte für SYMPRO Cleaning pins for SYMPRO

Produktdatenblatt | Product data sheet | REF. 6500 0550

DEUTSCH

Beschreibung:

Reinigungsstifte zur Verwendung im SYMPRO Prothesenreinigungsgerät.

Dosierung und Anwendung:

Vor der Anwendung ist unbedingt die ausführliche Bedienungsanleitung des SYMPRO Prothesenreinigungsgerätes zu beachten!

Download unter www.renfert.com.

Sie haben Fragen?

Tel.: +49 7731 82 08-0

eMail: info@renfert.com

Zusammensetzung:

Werkstoff-Nr.: 1.4310

Nickelgehalt: 6 – 9,5 %

Hinweise zur Entsorgung:

Gereinigte und desinfizierte Reinigungsstifte können der geregelten Wertstoffentsorgung zugeführt werden. Nationale Bestimmungen sind zu beachten.

Lieferform, Lagerung:

Dose, 75 g.

Trocken lagern.

ENGLISH

Description:

Cleaning pins for use in the SYMPRO denture cleaning unit.

Dosage and application:

Before use, it is essential to read the comprehensive Instructions for Use of the SYMPRO denture cleaning unit.

Download under www.renfert.com.

Do you have any questions?

Phone: +49 7731 82 08-0

Email: info@renfert.com

Composition:

Material no.: 1.4310

Nickel content: 6 – 9.5 %

Disposal advice:

Cleaned and disinfected cleaning pins can be disposed of with the regular recyclable waste. Please observe the national regulations.

Form of delivery, storage:

Box, 75 g.

Store dry.

Renfert GmbH
Untere Giesswiesen 2
78247 Hilzingen/Germany
Tel. +49 7731 8208-0
www.renfert.com
Made in Germany

219579 324C web

FRANÇAIS

Description :

Aiguilles de nettoyage pour l'utilisation dans l'appareil de nettoyage de prothèses SYMPRO.

Dosage et application :

Avant l'utilisation, veuillez respecter le mode d'emploi détaillé de l'appareil de nettoyage de prothèses SYMPRO !
Télécharger sur le site internet www.renfert.com.

Avez-vous des questions ?

Tél.: +49 7731 82 08-0
Email: info@renfert.com

Composition :

Numéro de matériau: 1.4310
Teneur en nickel: 6 – 9,5 %

Renseignements pour la mise aux déchets :

Les aiguilles de nettoyage nettoyées et désinfectées peuvent être éliminées par le biais d'une collecte sélective. La réglementation nationale doit être respectée.

Forme de livraison, stockage :

Boîte, 75 g.
Conserver dans un endroit sec.

ITALIANO

Descrizione:

Aghi di pulizia da utilizzare nell'apparecchio per la pulizia delle protesi SYMPRO.

Dosaggio e impiego:

Prima dell'uso, è necessario osservare le dettagliate istruzioni per l'uso dell'apparecchio per la pulizia delle protesi SYMPRO!
Scaricare su www.renfert.com.

Ha qualche domanda?

Tél.: +49 7731 82 08-0
E-mail: info@renfert.com

Composizione:

Designazione num. del materiale:
1.4310
Tenore di nichel: 6 – 9,5 %

Informazioni inerenti allo smaltimento:

Gli aghi puliti e disinfettati possono essere smaltiti nella regolare raccolta differenziata. Rispettare le disposizioni e norme localmente vigenti.

Presentazione, stoccaggio:

Confezione, 75 g.
Conservare in luogo asciutto.

ESPAÑOL

Descripción:

Agujas de limpieza para el uso en el aparato para limpieza de prótesis SYMPRO.

Uso y dosificación:

¡Antes de la aplicación deben tenerse en cuenta las instrucciones de servicio del aparato para limpieza de prótesis SYMPRO!

Descarga en www.renfert.com.

¿Tiene dudas?

Tel.: +49 7731 82 08-0

e-mail: info@renfert.com

Composición:

Designación numérica: 1.4310

Contenido de níquel: 6 – 9,5 %

Indicaciones sobre la eliminación:

Las agujas de limpieza limpias y desinfectadas se pueden añadir al proceso de eliminación regulado para las materias de valor. Deben observarse las normativas nacionales.

Presentación, almacenamiento:

Bote, 75 g.

Almacenar en lugar seco.

PORTUGUÊS

Descrição:

Pinos de limpeza para uso no aparelho de limpeza de próteses SYMPRO.

Dosagem e uso:

Antes de usar, devem ser observadas as instruções de operação detalhadas para o aparelho de limpeza de próteses SYMPRO!

Baixar em www.renfert.com.

Você tem alguma pergunta?

Tel.: +49 7731 82 08-0

eMail: info@renfert.com

Composição:

Nº do material: 1.4310

Conteúdo de níquel: 6 – 9,5 %

Indicações sobre descarte:

Os pinos de limpeza limpos e desinfectados podem ser descartados na reciclagem de materiais regulamentar. Devem ser respeitadas as disposições nacionais.

Forma de entrega, armazenamento:

Lata, 75 g.

Guardar em local seco.



Igły czyszczące dla SYMPRO Čistilne igle za SYMPRO

Karta katalogowa produktu | Podatkovni list | REF. 6500 0550

POLSKI

Opis:

Igły czyszczące do zastosowania w urządzeniu do czyszczenia protez SYMPRO.

Dozowanie i użycie:

Przed użyciem należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi urządzenia do czyszczenia protez SYMPRO!

Do pobrania na stronie www.renfert.com.

Czy mają Państwo jakieś pytania?

Tel.: +49 7731 82 08-0
E-mail: info@renfert.com

Skład:

Nr materiału: 1.4310
Zawartość niklu: 6 – 9,5 %

Wskazówki dotyczące utylizacji:

Oczyszczone i zdezynfekowane igły czyszczące mogą być usuwane do regulowanego systemu utylizacji odpadów. Należy przestrzegać krajowych przepisów.

Forma dostawy, przechowywanie:

Dawka, 75 g.
Przechowywać w suchym miejscu.

SLOVENSKI

Opis:

Čistilne igle za uporabo v napravi za čiščenje protez SYMPRO.

Odmerjanje in uporaba:

Pred uporabo obvezno preberite izčrpna navodila za uporabo naprave za čiščenje protez SYMPRO in jih upoštevajte!
Prenesete ga lahko s spletnega mesta www.renfert.com.

Ali imate vprašanja?

Tel.: +49 7731 82 08-0
eMail: info@renfert.com

Sestava:

Št. materiala: 1.4310
Vsebnost niklja: 6 – 9,5 %

Napotki za odstranjevanje:

Očiščene in razkužene čistilne igle lahko oddajate na zbirnem mestu za ločeno odlaganje odpadkov. Upoštevajte nacionalna določila.

Dostavni obrazec, skladiščenje:

Odmerek, 75 g.
Skladiščite na suhem.

Renfert GmbH
Untere Giesswiesen 2
78247 Hilzingen/Germany
Tel. +49 7731 8208-0
www.renfert.com
Made in Germany

РУССКИЙ**Описание:**

Чистящие иглы для использования в устройстве для очистки протезов SYMPRO.

Дозировка и применение:

Перед применением обязательно ознакомьтесь с подробным руководством по эксплуатации устройства для очистки протезов SYMPRO!

Скачать по адресу: www.renfert.com.

У Вас есть вопросы?

Тел.: +49 7731 82 08-0

Электронная почта: info@renfert.com

Состав:

Материал-№: 1.4310

Содержание никеля: 6 - 9,5 %

Указания по утилизации:

Очищенные и дезинфицированные иглы для чистки можно утилизировать в установленном порядке. Необходимо соблюдать национальные правила утилизации.

Форма поставки, хранение:

Банка, 75 г.

Хранить в сухом месте.

日本語**説明:**

義歯洗浄ユニット、SYMPRO用クリーニングピン。

用法:

ご使用になる前に、SYMPRO義歯洗浄ユニットの取扱説明書を必ず読んでください。

ダウンロードwww.renfert.com.

ご質問は電話またはメールにて受付いたします。

電話 +49 7731 82 08-0

メール: info@renfert.com

組成:

材料番号: 1.4310

ニッケルの含有量 6 - 9.5 %

廃棄のアドバイス:

洗浄・消毒されたクリーニングピンは、通常のリサイクルゴミと一緒に廃棄することができます 国の規制に従ってください。

配送、および保存方法:

1箱あたり75g。

乾燥した状態で保存してください。

ΕΛΛΗΝΙΚΑ**Περιγραφή:**

Βελόνες καθαρισμού για χρήση στη συσκευή καθαρισμού τεχνητών οδοντοστοιχιών SYMPRO.

Δοσολογία και χρήση:

Πριν από τη χρήση πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη οι αναλυτικές οδηγίες χειρισμού της συσκευής καθαρισμού τεχνητών οδοντοστοιχιών SYMPRO!

Εκτελέστε λήψη από τη διεύθυνση www.renfert.com.

Έχετε ερωτήματα;

Τηλ.: +49 7731 82 08-0

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
info@renfert.com

Σύσταση:

Αριθ. υλικού: 1.4310

Περιεκτικότητα σε νικέλιο: 6 – 9,5%

Υποδείξεις για τη διάθεση:

Οι καθαρισμένες και απολυμασμένες βελόνες καθαρισμού μπορούν να παραδίδονται για τη διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί.

Παραδιδόμενη μορφή, αποθήκευση:

κουτί, 75 g.

Αποθήκευση σε στεγνό χώρο.

ROMÂNĂ**Descriere:**

Ace de curățare pentru utilizare în aparatul de curățare a protezelor SYMPRO.

Dozare și utilizare:

Înainte de utilizare se va avea în vedere neapărat manualul de utilizare amănunțit al aparatului pentru curățarea protezelor SYMPRO!

Descărcare la www.renfert.com.

Aveți întrebări?

Tel.: +49 7731 82 08-0

eMail: info@renfert.com

Compoziție:

Nr. material: 1.4310

Conținut de nichel: 6 – 9,5 %

Indicații pentru eliminarea ca deșeu:

Acele de curățare curățate și dezinfectate pot fi depuse la un centru de colectare a materialelor reciclabile. Se vor respecta dispozițiile naționale.

Formă de livrare, depozitare:

Doză, 75 g.

A se depozita în spații uscate.

NEDERLANDS

Beschrijving:

Reinigingsnaalden voor gebruik SYMPRO-prothesereinigingsapparaat.

Dosering en toepassing:

Voor de toepassing moet altijd de uitgebreide bedieningshandleiding van het SYMPRO-prothesereinigingsapparaat in acht worden genomen!

Download onder www.renfert.com.

Hebt u vragen?

Tel.: +49 7731 82 08-0

E-mail: info@renfert.com

Samenstelling:

Materiaalnr.: 1.4310

Nikkelgehalte: 6 – 9,5 %

Aanwijzing voor verwijdering:

Gereinigde en gedesinfecteerde reinigingsnaalden naar een recyclingsplaats brengen. Nationale bepalingen moeten in acht worden genomen.

Leveringsvorm, opslag:

Patroon, 75 g.

Droog opslaan.

SVENSKA

Beskrivning:

Rengöringsnålar för användning i SYMPRO protesrengöringsanordning.

Dosering och användning:

Innan användning är det viktigt att läsa de detaljerade bruksanvisningarna för SYMPRO protesrengöringsanordning!

Ladda ner på www.renfert.com.

Har du frågor?

Tel.: +49 7731 82 08-0

e-post: info@renfert.com

Sammansättning:

Materialnummer: 1.4310

Nickelinnehåll: 6–9,5 %

Avfallshantering:

Släng rengjorda och desinficerade rengöringsnålar på den vanliga återvinningsanläggningen. De nationella bestämmelserna måste följas.

Leveransform, lagring:

Dosering, 75 g.

Förvara torrt.

NORSK**Beskrivelse:**

Rengjøringsnåler for bruk i SYMPRO proteserengjøringsapparat.

Dosering og bruk:

Før bruk må du absolutt lese bruksanvisningen til SYMPRO proteserengjøringsapparatet!

Nedlasting på www.renfert.com.

Har du spørsmål?

Tlf.: +49 7731 82 08-0

epost: info@renfert.com

Sammensetning:

Materialnr.: 1.4310

Nikkelinnhold: 6 – 9,5 %

Informasjon om avfallshåndtering:

Rensede og desinfiserte rengjøringsnåler kan sendes til det vanlige gjenvinningsanlegget. Følg de nasjonale bestemmelsene.

Leveringsform, lagring:

Boks, 75 g.

Lagres tørt.

DANSK**Beskrivelse:**

Rengjøringsnåle til anvendelse i SYMPRO-proteserenser.

Dosering og anvendelse:

Inden brug skal den udførlige betjeningsvejledning til SYMPRO proteseenser læses!

Download under www.renfert.com.

Har du nogle spørgsmål?

Tlf.: +49 7731 82 08-0

E-mail: info@renfert.com

Sammensætning:

Materiale-nr.: 1.4310

Nikkelindhold: 6 – 9,5 %

Informationer om bortskaffelse:

De rengjorte og desinficerede rengjøringsnåle kan afleveres hos den regulerede affaldsbortskaffelse. Følg de nationale bestemmelser.

Levering, opbevaring:

Dåse, 75 g.

Opbevares tørt.

MAGYAR**Leírás:**

SYMPRO protézisztisztító berendezésben használható tisztítótűk.

Adagolás és használat:

Használat előtt feltétlenül vegye figyelembe a SYMPRO protézisztisztító berendezés részletes kezelési útmutatóját!

Letölthető innen: www.renfert.com.

Kérdése van?

Tel.: +49 7731 82 08-0

E-mail: info@renfert.com

Összetétel:

Anyagsz.: 1.4310

Nikkeltartalom: 6–9,5%

Hulladékkezelési utasítások:

A megtisztított és fertőtlenített tisztítótűk a szabályozásoknak megfelelő hulladékgyűjtő helyeken adhatók le. Vegye figyelembe a nemzeti rendelkezéseket.

Szállítás módja, tárolás:

Doboz, 75 g.

Száraz helyen tárolja.

ČEŠTINA**Popis:**

Čisticí jehličky k použití v přístroji SYMPRO na čištění protéz.

Dávkování a použití:

Před použitím je nutno bezpodmínečně dodržet podrobný návod k obsluze přístroje SYMPRO na čištění protéz! Stažení na www.renfert.com.

Máte dotazy?

Tel.: +49 7731 82 08-0

E-mail: info@renfert.com

Složení:

Č. materiálu: 1.4310

Obsah niklu: 6 – 9,5 %

Pokyny k likvidaci:

Vyčištěné a dezinfikované čisticí jehličky lze odevzdat do řízené likvidace materiálů. Je třeba dodržovat národní předpisy.

Forma dodávky, skladování:

Dóza, 75 g.

Skladujte v suchu.

SLOVENSKÝ

Opis:

Čistiace ihly na použitie v prístroji na čistenie zubných protéz SYMPRO.

Dávkovanie a použitie:

Pred použitím si bezpodmienečne prečítajte podrobný návod na obsluhu prístroja na čistenie zubných protéz SYMPRO!

Download na stránke www.renfert.com.

Máte otázky?

Tel.: +49 7731 82 08-0

E-mail: info@renfert.com

Zloženie:

Č. materiálu: 1.4310

Obsah niklu: 6 – 9,5 %

Upozornenia k likvidácii:

Očistené a dezinfikované čistiace ihly môžete odovzdať na regulovanú recykláciu. Musia sa dodržať vnútroštátne predpisy.

Forma dodania, skladovanie:

Dóza, 75 g.

Skladujte v suchu.

БЪЛГАРСКИ

Описание:

Почистващи игли за използване в устройство за почистване на протези SYMPRO.

Дозирание и употреба:

Преди употреба задължително прочетете пълното ръководство за употреба на устройството за почистване на протези SYMPRO! Изтеглете го от www.renfert.com.

Имате въпроси?

Tel.: +49 7731 82 08-0

Имейл: info@renfert.com

Състав:

№ на материала 1.4310

Съдържание на никел: 6 – 9,5 %

Указание за изхвърляне:

Почистените и дезинфекцираните почистващи игли могат да бъдат отнесени в пункт за събиране на отпадъци. Националните разпоредби трябва да се спазват.

Форма на доставка, съхранение:

Кутия, 75 g.

Съхранявайте на сухо място.

LIETUVIŲ

Aprašymas:

valymo adatos, skirtos naudoti SYMPRO protezų valymo prietaise.

Dozavimas ir naudojimas:

prieš naudodami būtinai atsižvelkite į išsamią SYMPRO protezų valymo prietaiso naudojimo instrukciją! Atsisųsti galima ties www.renfert.com.

Ar turite klausimą?

Tel.: +49 7731 82 08-0

El. paštas: info@renfert.com

Sudėtis:

Medžiagos Nr.: 1.4310

Nikelio kiekis: 6–9,5 %

Utilizavimo nuorodos:

išvalytas ir dezinfekuotas valymo adatas galima pristatyti į vertingųjų medžiagų utilizavimo punktą. Laikykitės nacionalinių nuostatų.

Pristatymo forma, laikymas:

Dozė, 75 g.

Laikykite sausoje vietoje.

LATVIEŠU

Apraksts:

Tīrīšanas adatas paredzētas izmantošanai SYMPRO protēžu tīrīšanas ierīcē.

Dozēšana un pielietojums:

Pirms pielietojuma obligāti jāievēro SYMPRO protēžu tīrīšanas ierīces detalizētā lietošanas instrukcija! Lejupielāde tīmekļa vietnē www.renfert.com.

Vai jums ir jautājumi?

Tālr.: +49 7731 82 08-0

E-pasts: info@renfert.com

Sastāvs:

Materiāla Nr.: 1.4310

Niķeļa saturs: 6 – 9,5 %

Utilizācijas norādes:

Notīrītās un dezinficētās tīrīšanas adatas var nodot reglamentēto izejvielu nodošanas punktā. Ir jāievēro valstī spēkā esošie noteikumi.

Piegādes forma, glabāšana:

Trauks, 75 g.

Glabāt sausā vietā.