



Renfert

making work easy



Product
navigator

Aspirazioni SILENT product navigator

Trova il prodotto che soddisfa al meglio le tue esigenze!

Non hai ancora trovato l'aspirazione perfetta?

Possiamo rimediare a questa situazione. Con una vasta gamma di sistemi di aspirazione e un'esperienza consolidata, Renfert offre soluzioni adatte alle tue esigenze. Utilizza questa guida interattiva per trovare il sistema di aspirazione SILENT perfetto per te e il tuo laboratorio.

Lavorare in modo pulito. In tutta tranquillità.

Alcuni apparecchi non hanno bisogno di farsi notare per facilitare il lavoro. Sono piuttosto un accompagnamento silenzioso e costante. In particolare gli aspiratori danno prova del loro valore quando, nel momento cruciale, ci fanno dimenticare della loro presenza, perchè fanno costantemente il loro lavoro rimanendo in sottofondo. Silenziosi ma potenti.

Sistemi di aspirazione di massima potenza e silenziosità

E' facile concentrarsi e mantenere pulita la postazione di lavoro con i sistemi di aspirazione SILENT.

1. **Estrema silenziosità** | [Per saperne di più>](#)
2. **Elevata potenza di aspirazione** | [Per saperne di più>](#)
3. **Comando intuitivo** | [Per saperne di più>](#)
4. **Prestazione del motore di lunga durata** | [Per saperne di più>](#)
5. **Facile calibrazione** | [Per saperne di più>](#)
6. **Design moderno e compatto** | [Per saperne di più>](#)



compact



silent

Trova il prodotto giusto

Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Oppure utilizza la nostra panoramica per trovare l'impianto di aspirazione adatto alle tue esigenze.

Product navigator

Panoramica

1. Estrema silenziosità

Miglioramento della prestazione di lavoro grazie al livello di rumorosità mantenuto al minimo

- Riduzione mirata del livello di stress nel laboratorio
- Aumento della concentrazione
- Lavoro in un ambiente più pulito e piacevole



silent

Uno dei nostri obiettivi per ogni nuova aspirazione: più silenziosa possibile

Alcuni rumori sono più stressanti di altri. Collaboriamo con esperti di psicoacustica* che ci indicano i campi di frequenza più sgradevoli. In questo modo possiamo ridurre drasticamente questo tipo di rumori e dare agli apparecchi delle frequenze acustiche più piacevoli.

*Ulteriori informazioni su questo argomento sono contenute nel nostro Whitepaper.



2. Elevata potenza di aspirazione

- Aria pulita per una protezione attiva della salute
- Postazioni di lavoro prive di polvere
- Protezione ottimale degli apparecchi

Pulizia e silenziosità insieme

Una postazione di lavoro dove le polveri sottili sono molto ridotte e dove allo stesso tempo il livello di rumorosità è mantenuto al minimo, rende il lavoro sicuramente molto più facile. Con una portata tra 2.500 e 4.000 l/min., tutte le aspirazioni SILENT offrono prestazioni estremamente elevate - per ridurre efficacemente le polveri e per un'aria pulita all'interno del laboratorio. E sempre più silenziosamente possibile.



3. Comando intuitivo

Avvio facile, comando intuitivo

Gli impianti di aspirazione Renfert sono molto veloci e facili da collegare (Plug & Play), azionare, pulire e mantenere. Sul pannello frontale è possibile accedere in modo pratico e diretto a tutti gli elementi di comando. Tutti i parametri sono facilmente impostabili.



4. Prestazione del motore di lunga durata

Tecnologia motore avanzata

Sono disponibili due diverse tecnologie motore che si distinguono entrambe per l'elevatissima durata. I motori a collettore offrono una durata di funzionamento di > 1 000 ore d'esercizio. I motori EC offrono una lunga durata di 5 000 ore d'esercizio. I tempi morti sono ridotti al minimo grazie alla possibilità di sostituire il motore in proprio e nel giro di solo pochi minuti.



5. Facile calibrazione

Automatismo di accensione intelligente e facile da usare

- funziona con QUALSIASI MANIPOLO
- funziona con QUALSIASI APPARECCHIO
- funziona con TUTTE le comuni UNITÀ CAM
- comodo & affidabile

Semplicemente collegare e aspirare

Grazie alla calibrazione facilmente regolabile del sistema di accensione automatica, gli apparecchi che generano le polveri sono controllati in modo ottimale insieme ai sistemi di aspirazione per la postazione di lavoro. L'interfaccia CLP è l'intelligente sistema di comunicazione bidirezionale tra l'aspiratore e l'unità CAM. Non si deve fare altro che collegare l'aspiratore all'unità CAM e via.



I vantaggi SILENT

Indietro

6. Design moderno e compatto

Scegliere le dimensioni perfette

Le aspirazioni SILENT sono disponibili nella versione per postazione singola, doppia o quadrupla e anche per l'impiego collegate ad un apparecchio o sistema CAM. Tutti i modelli sono compatti e di ridotte dimensioni.



compact





Trova il prodotto giusto

Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.

Postazione
di lavoro



Apparecchi



CAM




Accessori





Trova il prodotto giusto

Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.





Trova il prodotto giusto

Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.





SILENT TS

Aspirazione per postazione singola
Forte & pratica

[Alla pagina del prodotto](#)





SILENT TC

Aspirazione per postazione singola
Forte & pratica

[Alla pagina del prodotto](#)



SILENT compact

Aspirazione per postazione singola
La soluzione compatta

[Alla pagina del prodotto](#)





Trova il prodotto giusto

Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.





SILENT TS2

Aspirazione per due postazioni di lavoro
Prestazione & praticità

[Alla pagina del prodotto](#)





SILENT EC2

Aspirazione per due postazioni di lavoro
Resistente e potente con motore di tecnologia EC

Per postazioni di lavoro fortemente frequentate (4-8 ore /giorno)

[Alla pagina del prodotto](#)



SILENT TC2

Aspirazione per due postazioni di lavoro
Prestazione & praticità con motore a collettore

Per carico di lavoro normale (2-4 ore/giorno)


[Alla pagina del prodotto](#)





Trova il prodotto giusto


Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.





Trova il prodotto giusto

Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.





Vortex compact 3L

Aspirazione per apparecchi
Aspirazione di alte prestazioni per
materiali umidi e asciutti

[Alla pagina del prodotto](#)





SILENT compact

Aspirazione per postazione singola
La soluzione compatta


[Alla pagina del prodotto](#)





Trova il prodotto giusto

Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.





Vortex compact 3L

Aspirazione per apparecchi
Aspirazione di alte prestazioni per
materiali umidi e asciutti

[Alla pagina del prodotto](#)



ulteriormente necessario!

[Alla pagina del prodotto](#)

SILENT TS

Aspirazione per postazione singola
Forte & pratica

[Alla pagina del prodotto](#)



ulteriormente necessario!

[Alla pagina del prodotto](#)



SILENT TC

Aspirazione per postazione singola
Forte & pratica

[Alla pagina del prodotto](#)




ulteriormente necessario!

[Alla pagina del prodotto](#)



Trova il prodotto giusto

Utilizza il product navigator interattivo per trovare il prodotto adatto. Basta cliccare sui tasti desiderati e la tua selezione ti condurrà al prodotto adatto.





SILENT compact CAM

Aspirazione per unità CAM

[Alla pagina del prodotto](#)



Cavo d'interfaccia
ulteriormente necessario!

[Alla pagina del prodotto](#)



SILENTpowerCAM EC

Aspirazione CAM di alte prestazioni
Ideale per unità CAM di medie/grandi
dimensioni e con dispositivo di cambio
automatico dei dischi grezzi



Cavo d'interfaccia
ulteriormente necessario!

[Alla pagina del prodotto](#)

[Alla pagina del prodotto](#)



Accessori

Dustex master plus

Box di rifinitura

[Alla pagina del prodotto](#)



Deviatore per aspiratore

Per collegare 2 apparecchi con generazione di polveri

[Alla pagina del prodotto](#)



Manicotto di rifinitura

Manicotto acrilico con lente di ingrandimento

[Alla pagina del prodotto](#)



Caviglia di aspirazione

[Alla pagina del prodotto](#)



Tubi, manicotti e adattatore

[Alla pagina del prodotto](#)

Filtri & sacchetti raccogli-polvere

[Alla pagina del prodotto](#)




Quadro d'insieme Aspirazioni SILENT

		Indicazione				Caratteristiche			
		Aspirazione per postazione singola	Aspirazione per postazione doppia	Aspirazione per apparecchi	Aspirazione CAM	Sacchetto filtro	Senza sacchetto, con pulizia del filtro	Motore a collettore	Turbina EC
	SILENT EC2 220-240 V Art. No. 2937 0000 120 V Art. No. 2937 1000 100 V Art. No. 2937 2000		✓				✓		✓
 NOVITA'	SILENT TC2 220-240 V Art. No. 2936 0000		✓				✓	✓	
	TS2 220-240 V Art. No. 2930 0050 120 V Art. No. 2930 1050		✓			✓		✓	
 NOVITA'	SILENT TC 220-240 V Art. No. 2935 0000	✓		✓			✓	✓	
	SILENT TS 220-240 V Art. No. 2921 0050 100-120 V Art. No. 2921 1050	✓		✓		✓		✓	
	SILENT compact 220-240 V Art. No. 2934 0000 120 V Art. No. 2934 1000 100 V Art. No. 2934 1500	✓		✓			✓	✓	
	SILENT powerCAM EC 220-240 V Art. No. 2939 0000 120 V Art. No. 2939 1000 100 V Art. No. 2939 2000				✓		✓		✓
	SILENT compactCAM 230-240 V Art. No. 2934 2000 220 V Art. No. 2934 2500 120 V Art. No. 2934 3000 100 V Art. No. 2934 3500				✓		✓	✓	



Indietro

Postazione di lavoro



Apparecchi



CAM

