

Renfert

making work easy



POWER steamer

NOVO Jateadores de vapor

NOVO POWER steamer 2

Jateador de vapor com enchimento automático

O novo e potente POWER steamer 2 estabelece novos padrões em termos de confiabilidade e durabilidade, impressionando com seu alto desempenho de limpeza. Todas as impurezas típicas podem ser removidas de forma fácil e eficaz. Graças à conexão fixa de água e à bomba integrada, o vaso de pressão é enchido automaticamente e garante uma disponibilidade constante de vapor.

Vantagens

- Sistema de aquecimento particularmente durável – o elemento de aquecimento está embutido no fundo da caldeira, protegido da água, do calcário e dos químicos de limpeza.
- Elevada segurança funcional e confiabilidade graças à indicação de calcificação em tempo real.
- Fácil limpeza do recipiente de pressão através da abertura de inspeção extragrande.
- Operação inteligente e mais funções adicionais via a conexão do aplicativo // Renfert CONNECT stick*

* (acessório opcional disponível a partir do final de 2022. Disponibilidade limitada por país).

Detalhes

- Desempenho de limpeza constante e eficaz graças a até 2.000 W e 4,5 bar de pressão de trabalho em combinação com o inovador bico de vapor IT.
- Disponibilidade constante de vapor, mesmo em exigente operação contínua, graças ao enchimento automático por meio de conexão fixa de água e bomba integrada.
- Controle ideal através da exibição da pressão de trabalho atual por meio de manômetro.
- Trabalho significativamente facilitado ao enxaguar, limpar e descalcificar o recipiente de pressão graças ao eficaz programa de enxágue.



tool included



easy use



compact



smart control



Elemento de aquecimento protegido

Dados técnicos

Tensão de rede admissível	220–240 V 120 V 100 V
Frequência de rede admissível	50/60 Hz
Consumo energético	2000 W 1280 W 1550 W
Volume do recipiente de pressão	4 l
Volume de enchimento recomendado	2,8 l
Volume máximo de enchimento	3 l
Pressão de trabalho	4,5 bar
Pressão de ligação	1–5 bar
Dimensões (L x A x P)	370 x 422 x 350 mm
Peso	~10,1 kg

Informações para encomenda

POWER steamer 2, 230 V	Nº 18460000
POWER steamer 2, 120 V	Nº 18461000
POWER steamer 2, 100 V	Nº 18462000
Suporte de parede	Nº 18450200

NOVO POWER steamer 1

Jateador de vapor com enchimento manual

O novo e potente POWER steamer 1 estabelece novos padrões em termos de confiabilidade e durabilidade, impressionando com seu alto desempenho de limpeza. Todas as impurezas típicas podem ser removidas de forma fácil e eficaz. O enchimento manual permite uma seleção flexível de seu local de instalação.

Vantagens

- Sistema de aquecimento particularmente durável – o elemento de aquecimento está embutido no fundo da caldeira, protegido da água, do calcário e dos químicos de limpeza.
- Elevada segurança funcional e confiabilidade graças à indicação de calcificação em tempo real.
- Fácil limpeza do recipiente de pressão através da abertura de inspeção extragrande.
- Operação inteligente e mais funções adicionais via a conexão do aplicativo // Renfert CONNECT stick*

*(acessório opcional disponível a partir do final de 2022. Disponibilidade limitada por país).

Detalhes

- Desempenho de limpeza constante e eficaz graças a até 2.000 W e 4,5 bar de pressão de trabalho em combinação com o inovador bico de vapor IT.
- Seleção flexível do local de instalação graças ao enchimento manual.
- Limpeza com vapor segura e confortável graças à peça de mão ergonômica (a carcaça dissipa com segurança as cargas eletrostáticas)
- Fácil enchimento de água e descalcificante através de um prático gargalo de enchimento em forma de funil.
- Possibilidade de montagem na parede graças ao suporte de parede opcional.



tool included



easy use



compact



smart control



Abertura de inspeção extragrande

Dados técnicos

Tensão de rede admissível	220–240 V 120 V 100 V
Frequência de rede admissível	50/60 Hz
Consumo energético	2000 W 1550 W 1280 W
Volume do recipiente de pressão	4 l
Volume de enchimento recomendado	2,8 l
Volume máximo de enchimento	3 l
Pressão de trabalho	4,5 bar
Dimensões (L x A x P)	370 x 422 x 350 mm
Peso (vazio)	~9,5 kg

Informações para encomenda

POWER steamer 1, 230 V	Nº 18450000
POWER steamer 1, 120 V	Nº 18451000
POWER steamer 1, 100 V	Nº 18452000
Suporte de parede	Nº 18450200

NOVO POWER steamer descaler

Descalcificante concentrado
(para POWER steamer 1 e 2)



O POWER steamer descaler é um descalcificante concentrado para uma descalcificação eficaz e simultaneamente não agressiva para os materiais de ambos os POWER steamer.

Vantagens

- Processo de descalcificação eficaz e simultaneamente não agressiva para os materiais – Fórmula especialmente adaptada a recipientes de pressão de alumínio (inclusive proteção contra corrosão).
- Processo de descalcificação significativamente mais rápido em comparação com os descalcificantes comercialmente disponíveis.

Detalhes

- 1 litro de concentrado: Manuseio ideal, eficaz no desempenho de limpeza.

Informações para encomenda

POWER steamer descaler

Nº 18450100



NOVO POWER steamer water softener

Sistema de amaciamento de água para
POWER steamer 2



silent



compact



Sistema confiável de amaciamento e filtragem de água, especialmente adequado para o POWER steamer 2. O sistema protege o POWER steamer de forma ideal, aumentando sua eficiência, confiabilidade e longevidade.

Vantagens

- Tecnologia de amaciamento/filtragem de água econômica e simultaneamente sofisticada que por vezes só é encontrada em sistemas grandes e caros.
- Fornece ao POWER steamer 2 água purificada e com cálcio reduzido.
- Instalação fácil, em poucos minutos e com economia de espaço (de pé ou montado na parede).
- Fácil operação e monitoramento (sinal visual e acústico) através de unidade de sensor de fluxo com visor OLED.

Detalhes

- Substituir o cartucho de filtro em segundos – desatarraxar, aparafusar, feito.
- Alto desempenho dos cartuchos de filtro.
- Ventilação e descarga diretamente na cabeça do filtro, sem desconectar as mangueiras (através de válvulas automáticas de fechamento de entrada e saída).
- Substituição automática de todos as vedações entre a cabeça e o cartucho com cada troca de cartucho.

Dados técnicos

Peso (cartucho) ~1,8 kg

Informações para encomenda

POWER steamer water softener	Nº 18460100
POWER steamer water softener Medidor de fluxo	Nº 18460101
POWER steamer water softener Cabeça do filtro	Nº 18460102
POWER steamer water softener Cartucho de filtro M	Nº 18460103
POWER steamer water softener Cartucho de filtro L	Nº 18460104

Outros dados do produto em: www.renfert.com/p/Número de referência