

**Renfert**

making work easy



# STEAM tube

**NOWOŚĆ** Inteligentna stacja do czyszczenia parą

# NOWOŚĆ STEAM tube

## Inteligentna stacja do czyszczenia parą

Prosta i przemyślana: STEAM tube to funkcjonalne rozwiązanie, które skutecznie radzi sobie z wyzwaniami ciśnieniowego czyszczenia parą. Ta inteligentna stacja została zaprojektowana tak, aby dokładnie zbierać zanieczyszczenia, takie jak wosk czy resztki pasty polerskiej oraz chronić przed utratą małych, delikatnych przedmiotów. Dzięki kontrolowanemu odprowadzeniu pary, zapewnia również znacznie lepszą widoczność podczas całego procesu czyszczenia.

### Zalety

- Maksymalna higiena i szybkie czyszczenie dzięki inteligentnej koncepcji zbierania zanieczyszczeń, łatwo wyjmowanemu filtrowi i wygodnemu wyjmowaniu kosza ze zbiornika głównego.
- Zdemontowany filtr chroni oczyszczane drobne elementy lub odbudowy, wyłapując je bezpiecznie w drobnej siatce.
- Stacja zapewnia niezakłóconą widoczność podczas całego procesu czyszczenia, dzięki ukierunkowanemu wylotowi pary.

### Szczegóły

- Możliwość ustawienia wylotu pary dzięki regulacji kąta nachylenia tuby dla optymalnego dostosowania do obszaru roboczego.
- Elastyczność pracy dzięki obracalnemu o 360° zbiornikowi.
- Indywidualna regulacja wysokości za pomocą regulowanej podstawy.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca wygodne umieszczenie bezpośrednio w zlewie.

### Making work easy

STEAM tube to niezbędny gadżet dla każdego laboratorium dentystycznego. Ta inteligentna stacja do czyszczenia parą utrzymuje miejsce pracy w czystości, chroni małe czyszczone przedmioty i zapewnia świetną widoczność. Od teraz mało zachęcający „brudny kąt” przy zlewie to już przeszłość. STEAM tube - proste rozwiązanie do wydajnej pracy.



easy use



perfect view



compact



Skuteczne i stabilne ustawienie dzięki pokrytej gumą nóżce

### Dane techniczne

Waga	3 kg
Wymiary (podstawa w nachyleniu 90° do stołu (szer. x wys. x gł.))	270 x 300 – 390 x 400 mm
Średnica tuby	200 mm
Długość węża odpływowego	1 m
Zewnętrzny wąż odpływowy Ø	140 mm

### Zawartość opakowania

STEAM tube (złożona), ergonomiczna szpatułka do czyszczenia, wąż spustowy, 2x załączki uszczelniające, skrócona instrukcja obsługi

No. 18420000

