

Renfert

making work easy



EASY view+

Dental Visual Communicator

EASY view+

Стоматологический визуальный коммуникатор

Renfert EASY view+, стоматологический визуальный коммуникатор для цифрового просмотра объектов. Цифровая визуальная фиксация позволит Вам лучше визуализировать, обрабатывать и делиться Вашими повседневными работами. Наряду с классическим просмотром в режиме реального времени с 3 уровнями масштабирования теперь изображения можно создавать спонтанно одним нажатием кнопки. Создавайте видео через прямой интерфейс с Вашим ноутбуком и одновременно делитесь, например, клиническими случаями с другими. Для обработки файлов с изображениями просто используйте знакомые Вам программы.



Преимущества

- Три уровня увеличения (4x, 15x и 20x) для целостного или микроскопического просмотра.
- Ваш ноутбук* с инструментом онлайн-совещаний сделает обсуждение клинических случаев со стоматологом простым и эффективным.
- Свободный выбор экрана** обеспечит индивидуальную адаптацию к Вашим потребностям.

Дополнительно: Renfert CONNECT*** (флеш-накопитель Renfert CONNECT и приложение Renfert CONNECT app для интеграции в сеть и беспроводной синхронизации данных между хранилищем данных EASY view+ и приложением).

* Системные требования: Microsoft Windows® 10 и выше; Intel® Core™ i3 и выше | Apple® macOS® 10.15 и выше; Intel® Core™ i5 и выше

** 3D-функциональность возможна только с монитором Renfert; 2D-монитор с разрешением 1920x1080 (Full HD)

*** Renfert CONNECT stick доступен не во всех странах. Проверьте наличие мест здесь: www.renfert.com/connect



Дополнительное, небольшое увеличение для лучшего полного обзора

Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение	120–230 В 100–240 В
Допустимое сетевое частота	50/60 Гц
Потребляемая (расходуемая) мощность	12 Вт
Потребляемая (расходуемая) мощность (Экран)	25 Вт
Разрешение видео унд Разрешение экрана	Full-HD (1920 x 1080)
Расстояние фокусировки (объектив к объекту)	430 мм
Увеличение	4-кратное увеличение 15-кратное увеличение 20-кратное увеличение
Освещённость	40000 люкс
Объем памяти USB-накопителя	4 GB
Количество сохраняемых изображений примерно	600
Макс. длина видеоряда примерно	~15 мин
Вес (Головка)	0,7 кг
Вес (вкл. рукав)	2,1 кг
Вес (Экран вкл. блок питания)	3,65 кг

Информация для заказа

EASY view+ 100–240 В	№ 24004000
EASY view+ 3D 100–240 В	№ 24003000
Монитор 3D EASY view	№ 900037808
EASY view+ Composite УФ-фильтр	№ 24004020
Принадлежности	www.renfert.com