


Renfert

making work easy

Vous utilisez encore un grattoir ?

Éliminer facilement
le ciment provisoire



temp:ex

Solvant pour ciments provisoires

temp:ex

Solvant pour ciments provisoires

temp:ex est un solvant pour ciments dentaires provisoires à base d'oxyde de zinc.

Avantages

- Nettement moins d'opérations manuelles, d'où une économie de temps de travail.
- Permet d'éviter d'endommager la restauration avec des instruments lors des opérations manuelles.
- Compatibilité éprouvée avec les matériaux dentaires courants.

Détails

- Nettoyage jusqu'à 50 % plus rapide en utilisant temp:ex avec l'appareil de nettoyage de prothèses SYMPRO.
- Économique, grâce au flacon avec doseur.

MD



Il suffit de laisser agir environ 10 minutes ...



Restauration dentaire avant et après le nettoyage

Référence

temp:ex

250 ml No. 66000000