

Renfert

making work easy

Usa ancora il raschietto?

Rimuovere facilmente
il cemento provvisorio



temp:ex

Solvente per cemento provvisorio

temp:ex

Solvente per cemento provvisorio

temp:ex è un solvente per cementi dentali provvisori a base di ossido di zinco.

Vantaggi

- Risparmio di tempo grazie ad una notevole riduzione delle procedure manuali.
- Evita danneggiamenti ai restauri provocati dagli strumenti nelle procedure manuali.
- Compatibilità verificata con i più comuni materiali dentali.

Dettagli

- Pulizia fino al 50% più rapida con l'impiego di temp:ex nell'apparecchio di pulizia per protesi SYMPRO.
- Alta resa grazie al flacone con dosatore.

MD



Basta lasciarlo agire per circa 10 minuti ...



Protesi prima e dopo della pulizia

Referenze

temp:ex

250 ml No. 66000000