

**Renfert**

making work easy



# EASYview 3D

**NEU** 3D Video-Mikroskop

# EASYview 3D

## 3D Video-Mikroskop

Das Renfert EASYview 3D ist ein innovatives Video-Mikroskop mit 3D-Monitor, für die Objektbetrachtung, zur täglichen Ausarbeitung und Qualitätskontrolle, genauso wie zu Schulungs- und Dokumentationszwecken.



### Vorteile

- Natürliche Hand-Augen-Koordination bei filigranen Arbeiten durch 3D-Modus.
- Parallele Nutzung von Patientenbildern, Wax-up-Aufnahmen, etc. mit der Split-Screen-Funktion innerhalb des Workflows.
- Erstellung von hochauflösenden Fotos und Videosequenzen in Full-HD-Qualität zur Dokumentation und Kommunikation via Netzwerk oder integriertem USB-Stick.

### Details

- Sehr gute Beurteilung von unterschiedlichen Helligkeitswerten und oberflächlichen Texturen mit dem Schwarz-Weiß-Modus in 2D und 3D.
- Ermüdungsfreies, ergonomisches Arbeiten durch natürliche und gesunde Körperhaltung bei Betrachtung des Objekts am Monitor.
- Präzises, sicheres und kontrolliertes Arbeiten mit 15x oder 20x Vergrößerung.

### Technische Daten Kopfteil (inkl. Haltearm)

Nennspannung	100 / 120 / 230 V
Zulässige Netzspannung /-frequenz	100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	12 W
Video-Auflösung	Full-HD (1920 x 1080)
Schärfeabstand (Objektiv zum Objekt)	430 mm (17")
Vergrößerung	15-/20-fach
Tischplattenstärke Universalschwinge	18–74 mm (0.71–2.92")

### Technische Daten Monitor

Nennspannung	100 / 120 / 230 V
Zulässige Netzspannung /-frequenz	100–240 V, 50/60 Hz
Monitorauflösung	Full-HD (1920 x 1080)
Empfohlener Arbeitsabstand zum Monitor	500–700 mm (19–28")
Maße (B x H x T)	511 x 377 x 170 mm (20.12 x 14.84 x 6.69")
Bilddiagonale	546,1 mm (21.5")

### Bestellinformationen

<b>EASYview 3D</b> , 100–240 V   50/60 Hz <sup>1</sup>	No. 2400 0500
<b>EASYview 3D</b> , 100–240 V   50/60 Hz mit Multinetzadapter <sup>2</sup>	No. 2400 1500
<b>EASYview 3D HDMI Video-Recorder</b> <sup>1</sup>	No. 2400 0502
<b>EASYview 3D HDMI Video-Recorder</b> mit Multinetzadapter <sup>2</sup>	No. 2400 0504
<b>EASYview 3D HDMI-Splitter</b> <sup>1</sup>	No. 2400 0503
<b>EASYview 3D HDMI-Splitter</b> mit Multinetzadapter <sup>2</sup>	No. 2400 0505
<b>EASYview 3D HDMI-Converter 3D/2D</b> <sup>1</sup>	No. 2400 0501
<b>EASYview 3D HDMI-Converter 3D/2D</b> mit Multinetzadapter <sup>2</sup>	No. 2400 0506

<sup>1</sup> Variante für Europa ohne GB, IT, DK, FL, CH

<sup>2</sup> Variante weltweit außer Europa-Länder mit CEE 7/3 Steckdose

### Lieferumfang EASYview 3D

Kopfteil EASYview 3D mit Netzteil und Netzkabel (inkl. LED-Beleuchtung), Haltearm mit Kabel und Sockel mit Universalschwinge, 3D-Monitor mit Netzteil und Netzkabel, 3D-Polarisationsbrille, USB-Speicherstick 4 GB, Maus, Fußschalter, Tischaufklage, Quick Start Guide

**Mehr Informationen  
online verfügbar**

