

Renfert

making work easy



EASYview 3D

NOUVEAU Vidéo microscope 3D

EASYview 3D

Vidéo microscope 3D

L'EASYview 3D de Renfert est un vidéo microscope innovant avec un écran 3D, l'outil parfait pour les tâches d'observation, pour le travail quotidien de traitement et de contrôle qualité, ainsi que pour les activités de formation et de documentation.



Avantages

- Coordination main-œil naturelle lors de travaux délicats grâce au mode 3D.
- Utilisation simultanée d'images du patient, du wax-up, etc. dans le flux de travail à l'aide de la fonction d'écran partagé.
- Création de photos et de séquences vidéo haute résolution en Full HD permettant la documentation et la communication via un réseau ou la clé USB intégrée.

Détails

- Très bonne évaluation de différents degrés de luminosité et textures superficielles en 2D et 3D grâce au mode noir et blanc.
- Travail ergonomique et sans fatigue grâce à la possibilité d'adopter une posture naturelle et saine pour regarder l'objet à l'écran.
- Travailler de manière précise, sûre et contrôlée grâce à l'agrandissement x15 ou x20.

Données techniques tête (bras de support incl.)

Tension nominale	100 / 120 / 230 V
Tension de secteur / fréquence réseau admissible	100-240 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée	12 W
Résolution vidéo	Full-HD (1920 x 1080)
Distance de mise au point (entre l'objectif et l'objet)	430 mm (17")
Agrandissement	15-/20 fois
Épaisseur de la table avec embout universel	18-74 mm (0.71-2.92")

Données techniques écran

Tension nominale	100 / 120 / 230 V
Tension de secteur / fréquence réseau adm.	100-240 V, 50/60 Hz
Résolution d'écran	Full-HD (1920 x 1080)
Distance de travail conseillée de l'écran	500-700 mm (19-28")
Dimensions (L x H x P)	511 x 377 x 170 mm (20.12 x 14.84 x 6.69")
Diagonale de l'écran	546,1 mm (21.5")

Référence

EASYview 3D , 100-240 V 50/60 Hz ¹	No. 2400 0500
EASYview 3D , 100-240 V 50/60 Hz avec adaptateur multiple ²	No. 2400 1500
EASYview 3D HDMI Video-Recorder ¹	No. 2400 0502
EASYview 3D HDMI Video-Recorder avec adaptateur multiple ²	No. 2400 0504
EASYview 3D HDMI-Splitter ¹	No. 2400 0503
EASYview 3D HDMI-Splitter avec adaptateur multiple ²	No. 2400 0505
EASYview 3D HDMI-Converter 3D/2D ¹	No. 2400 0501
EASYview 3D HDMI-Converter 3D/2D avec adaptateur multiple ²	No. 2400 0506

¹ Valable pour l'Europe sauf GB, IT, DK, FL, CH

² Valable pour le monde entier sauf les pays européens avec prise CEE 7/3

Étendue de livraison EASYview 3D

Tête EASYview 3D avec adaptateur secteur et câble secteur (éclairage LED incl.), bras support avec câbles et socle à pince universelle, écran 3D avec adaptateur et câble secteur, lunettes de polarisation 3D, clé mémoire USB 4 GB, souris, pédale, sous-main, Quick Start Guide

Plus d'informations sont disponibles sur le site internet

