

Eliminar cemento temporal con temp:ex

Automáticamente, de forma fácil y segura

Con **temp:ex** se eliminan restos de cemento temporal de forma cuidadosa y cómoda sin ningún tipo laborioso de trabajo manual. Para ello, se coloca la restauración sencillamente en la solución de limpieza, se aprovecha el tiempo de actuación para otras tareas, y se retira posteriormente limpia.* Esto genera una seguridad en el proceso a la vez que libera recursos.



Renfert

making work easy



Eliminar cemento temporal con **temp:ex**

Aporta seguridad y
fácilmente más tiempo
para otras tareas



1

Dejar ablandar la restauración
en temp:ex durante 10 min ...



2

... atender
otras tareas ...



3


... retirar la restauración,
limpia, listo.*

temp:ex – Ventajas para su consulta dental

- Flujo de trabajo optimizado gracias a una clara reducción de los pasos manuales
- Limpieza delicada sin riesgo de dañar la restauración
- Hasta un 50 % más rápido en combinación con el aparato de limpieza de prótesis SYMPRO



Encontrará muchos otros consejos y equipos para simplificar y lograr que los procesos en la consulta dental sean más eficientes en: renfert.com/handbook



* Para consultar el método exacto de aplicación, véanse las instrucciones de uso