

**Renfert**

making work easy



Genius evo

**NOVITÀ** Pennello di Bionic Hair

# NOVITA Genius evo

## Pennello di Bionic Hair

Genius evo completa i popolari pennelli Genius con un pennello di fibra Bionic Hair. Il pennello di alta qualità con funzione protettiva integrata nel manico si contraddistingue per il suo design moderno. La caratteristica speciale è la fibra Bionic Hair. Grazie alla speciale struttura molecolare, le setole del pennello possono assorbire l'umidità e si distinguono per una notevole longevità. La finezza, l'elasticità e la stabilità dimensionale della punta del pennello consentono un'applicazione mirata.

### Vantaggi

- Innovativa funzione protettiva della punta del pennello grazie a un meccanismo rotante di facile utilizzo nel manico del pennello.
- Lavoro preciso e gestione ottimale dell'umidità grazie alla speciale struttura molecolare della fibra Bionic Hair.
- Particolarmente longevo ed economico grazie agli inserti del pennello facilmente sostituibili.
- Percezione tattile uniforme in tutte le posizioni di presa.

### Dettagli

- Il design ergonomico e la sua leggerezza garantiscono un maneggio facile e rilassato durante la stratificazione.
- L'anello Color Guide non solo evidenzia la misura del pennello, ma integra anche una protezione antirrotolamento.

### Suggerimento

Se la punta del pennello si dovesse deformare accidentalmente (ad esempio in caso di custodia inadeguata), è possibile immergerla brevemente nell'acqua calda a circa 90°C. Le setole del pennello si raddrizzano automaticamente e la punta del pennello riacquista la sua forma originaria.

### Referenze

Genius evo kit	di pennelli di 4 misure (2, 4, 6, 8)	No. 17242000
[1] Genius evo misura 2	1 pezzo	No. 17242002
[2] Genius evo misura 4	1 pezzo	No. 17242004
[3] Genius evo misura 6	1 pezzo	No. 17242006
[4] Genius evo misura 8	1 pezzo	No. 17242008
Genius evo punta di ricambio, misura 2	2 pezzi	No. 17242112
Genius evo punta di ricambio, misura 4	2 pezzi	No. 17242114
Genius evo punta di ricambio, misura 6	2 pezzi	No. 17242116
Genius evo punta di ricambio, misura 8	2 pezzi	No. 17242118



DIMENSIONE ORIGINALE



Il classico tra i pennelli per ceramica di fibra Bionic Hair



Funzione protettiva integrata grazie al meccanismo rotante

