

**Renfert**

making work easy



# EASYview 3D

**NOVO** Vídeo-microscópio 3D

# EASYview 3D

## Vídeo-microscópio 3D

O EASYview 3D da Renfert é um inovador vídeo-microscópio com monitor 3D para visualização de objetos, para acabamento e controle de qualidade diário, bem como para fins de treinamento e documentação.



perfect view



### Vantagens

- Coordenação natural mão/olhos em trabalhos minuciosos graças ao modo 3D.
- Utilização paralela de imagens do paciente, do encerramento, etc., dentro do fluxo de trabalho com a função Split Screen.
- Criação de fotos e sequências de vídeo de alta resolução em qualidade Full HD para documentação e comunicação via rede ou pen-drive USB integrado.

### Detalhes

- Excelente avaliação de diferentes valores de brilho e texturas superficiais com o modo preto e branco em 2D e 3D.
- Trabalho ergonômico e sem fadiga graças à postura corporal natural e saudável ao observar o objeto no monitor.
- Trabalho preciso, seguro e controlado com ampliação de 15x ou 20x.

### Dados técnicos cabeça (incl. braço de suporte)

Tensão nominal	100 / 120 / 230 V
Tensão / frequência de rede admissível	100–240 V, 50/60 Hz
Consumo de potência	12 W
Resolução do vídeo	Full-HD (1920 x 1080)
Distância focal (entre lente e objeto)	430 mm (17")
Aumento	15/20 vezes
Espessura do tampo da mesa para o grampo universal	18–74 mm (0.71–2.92")

### Dados técnicos tela

Tensão nominal	100 / 120 / 230 V
Tensão / frequência de rede admissível	100–240 V, 50/60 Hz
Resolução da tela	Full-HD (1920 x 1080)
Distância de trabalho recomendada da tela	500–700 mm (19"–28")
Dimensões (L x A x P):	511 x 377 x 170 mm (20.12 x 14.84 x 6.69")
Diagonal da tela	546,1 mm (21.5")

### Informações para encomenda

<b>EASY view 3D</b> , 100–240 V   50/60 Hz <sup>1</sup>	No. 2400 0500
<b>EASY view 3D</b> , 100–240 V   50/60 Hz om adaptador de tomada universal <sup>2</sup>	No. 2400 1500
<b>EASY view 3D HDMI Video-Recorder</b> <sup>1</sup>	No. 2400 0502
<b>EASY view 3D HDMI Video-Recorder</b> om adaptador de tomada universal <sup>2</sup>	No. 2400 0504
<b>EASY view 3D HDMI-Splitter</b> <sup>1</sup>	No. 2400 0503
<b>EASY view 3D HDMI-Splitter</b> om adaptador de tomada universal <sup>2</sup>	No. 2400 0505
<b>EASY view 3D HDMI-Converter 3D/2D</b> <sup>1</sup>	No. 2400 0501
<b>EASY view 3D HDMI-Converter 3D/2D</b> om adaptador de tomada universal <sup>2</sup>	No. 2400 0506

<sup>1</sup> Variante para Europa exceto GB, IT, DK, FL, CH

<sup>2</sup> Variante mundial exceto países com ficha CEE 7/3

### Fornecimento EASY view 3D

Cabeça EASY view 3D com fonte de alimentação e cabo elétrico (iluminação 3D incl.), braço de suporte com cabo e base com grampo universal, monitor 3D com fonte de alimentação e cabo elétrico, óculos 3D com lentes polarizadas, pen-drive USB 4 GB, mouse, pedal de acionamento, base de mesa, Quick Start Guide

**Mais informações disponíveis online**

