



making work easy

Comunicado de imprensa

Hilzingen, Alemanha – Setembro 2023

Tão simples quanto genial: A solução para um local de trabalho limpo e eficiente

STEAM tube – a caixa inteligente de vaporização da Renfert

Renfert (Hilzingen) eleva a limpeza com vapor no laboratório dentário a um novo nível. A nova STEAM tube - a caixa inteligente de vaporização - é a resposta aos desafios do laboratório dentário ao vaporizar objetos de trabalho e combater a frustração com o “canto sujo” na pia de vaporização.

Caixa inteligente de vaporização STEAM tube garante um local de trabalho limpo. Ao vaporizar os objetos de trabalho, a caixa, com design inovador, coleta as partículas de sujeira e as impurezas soltas. Assim, os resíduos (por exemplo, cera ou polimento) da limpeza com vapor não são mais espalhados sem destino nas proximidades do jateador de vapor. Além disso, a caixa STEAM tube não apenas protege peças pequenas e sensíveis, mas também melhora a visão do objeto a ser processado por meio do desvio controlado de vapor.

No centro da caixa STEAM tube está o funil de coleta assimétrico, por cujo lado achatado as partículas de sujeira são guiadas para a peneira do funil durante o jateamento de vapor. Uma peneira de segurança de malha fina captura todas as peças pequenas perdidas e as protege contra danos ou perdas. Além disso, o desvio de vapor direcionado permite uma visão clara do objeto a ser limpo. STEAM tube apresenta um design de alta qualidade e funcionalidade simples. O design compacto e o funil giratório permitem a adaptação individual às necessidades ergonômicas e a fácil colocação no laboratório de prótese dentária, por exemplo, diretamente no lavatório ou também de forma independente. A limpeza da caixa STEAM tube é fácil devido à simples remoção do funil, da peneira e do recipiente de coleta.

Com a caixa STEAM tube, a Renfert resolveu mais uma vez um desafio de longa data no trabalho diário do laboratório. A inteligente caixa de vaporização garante um local de trabalho limpo e contribui ativamente para melhores condições de trabalho. Isso faz da caixa STEAM tube um excelente exemplo da filosofia da Renfert: making work easy.

1.928 caracteres

Mais informações

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen / Alemanha | www.renfert.com

Contato

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com