

**Renfert**

making work easy



# STEAM tube

**NOUVEAU**

Box cylindrique ingénieux  
pour le nettoyage à la vapeur

# NOUVEAU STEAM tube

## Box cylindrique ingénieux pour le nettoyage à la vapeur

Il est aussi simple que génial. STEAM tube, c'est un box de nettoyage cylindrique vraiment ingénieux qui apporte une solution pratique et efficace aux défis que l'on rencontre lors du nettoyage à la vapeur. Il retient de manière ciblée les particules de saleté, comme les résidus de cires ou de pâtes à polir, et empêche la perte de petits éléments fragiles. De plus, grâce à une évacuation contrôlée de la vapeur, il assure une bonne visibilité pendant le processus de nettoyage à la vapeur.

### Avantages

- Une propreté maximale et un nettoyage rapide grâce au principe de retenue des saletés unique en son genre et à la possibilité d'enlever facilement l'entonnoir, le tamis et le réceptacle intégré.
- Protège les petits éléments précieux grâce au tamis de sécurité qui retient les pièces égarées.
- Offre une vision nette de l'objet de travail grâce à l'évacuation ciblée de la vapeur.

### Détails

- Possibilité de régler l'évacuation de la vapeur en modifiant l'angle afin de permettre une adaptation optimale à chaque environnement de travail.
- Souplesse ergonomique grâce à l'entonnoir rotatif à 360°.
- Pied réglable pour pouvoir adapter la hauteur selon les besoins.

### Making work easy

STEAM tube est un véritable atout pour tout laboratoire dentaire. Le box cylindrique ingénieux conçu pour le nettoyage à la vapeur permet de garder la zone de travail propre, protège les petits éléments précieux et garantit une bonne visibilité. Finies les salissures disgracieuses dans l'évier utilisé pour le nettoyage à la vapeur. STEAM tube, c'est une solution simple pour travailler efficacement.



easy use



perfect view



compact



Tient bien en place grâce au pied caoutchouté

### Caractéristiques techniques

Poids	3 kg
Dimensions (en position pied à 90° par rapport à la table) (l x h x p)	270 x 300 – 390 x 400 mm
Diamètre du tube	200 mm
Longueur flexible d'écoulement	1 m
Ø flexible d'écoulement externe	140 mm

### Référence

STEAM tube (déjà monté), spatule ergonomique de nettoyage, tuyau d'écoulement, 2x bouchons de fermeture, guide de démarrage

No. 18420000