

**Renfert**

making work easy



# POWER steamer

**НОВИНКА** Пароструйные аппараты

## НОВИНКА

# POWER steamer 2

Пароструйный аппарат с автоматическим заполнением

Новый, мощный POWER steamer 2 устанавливает новые стандарты надёжности и долговечности, убеждая своей высокой эффективностью очистки. Все типичные загрязнения удаляются очень легко и эффективно. Благодаря подключению к водопроводу и встроенному насосу напорный резервуар заполняется автоматически, обеспечивая постоянное наличие пара.

### Преимущества

- Особенно долговечная система нагрева – нагревательный элемент, защищенный от воды, извести и чистящих химикатов, находится в нижней части котла.
- Высокая функциональная безопасность и надёжность благодаря индикации кальцификации в реальном времени.
- Простая очистка резервуара высокого давления благодаря очень большому окну.
- Умное управление плюс дополнительные функции через подключение к приложению // флеш-накопитель Renfert CONNECT\*

\*(опция доступна с конца 2022 года. Ограниченная доступность в стране).

### Детали

- Стабильная и эффективная производительность очистки благодаря мощности до 2.000 Вт и рабочему давлению 4,5 бар в сочетании с инновационным паровым соплом IT.



tool included



easy use



compact



smart control



Защищенный нагревательный элемент

### Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение	220–240 В   120 В   100 В
Допустимая сетевая частота	50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	2000 Вт   1280 Вт   1550 Вт
Объем напорного резервуара	4 л
Рекомендуемое количество заправки	2,8 л
Максимальное количество заправки	3 л
Рабочее давление	4,5 бар
Присоединительное давление	1–5 бар
Размер (Ш x В x Г)	370 x 422 x 350 мм
Вес	~10,1 кг

### Информация для заказа

POWER steamer 1 230 В	№ 18460000
POWER steamer 1 230 В	№ 18461000
POWER steamer 2, 100 В	№ 18462000
Настенный держатель	№ 18450200

## НОВИНКА

# POWER steamer 1

## Пароструйный аппарат с ручным заполнением

Новый, мощный POWER steamer 1 устанавливает новые стандарты надёжности и долговечности, убеждая своей высокой эффективностью очистки. Все типичные загрязнения удаляются очень легко и эффективно. Ручное заполнение обеспечивает гибкий выбор места установки.

### Преимущества

- Особенно долговечная система нагрева – нагревательный элемент, защищенный от воды, извести и чистящих химикатов, находится в нижней части котла.
- Высокая функциональная безопасность и надёжность благодаря индикации кальцификации в реальном времени.
- Простая очистка резервуара высокого давления благодаря очень большому окну.
- Умное управление плюс дополнительные функции через подключение к приложению // флеш-накопитель Renfert CONNECT\*

\* (опция доступна с конца 2022 года. Ограниченная доступность в стране).

### Детали

- Стабильная и эффективная производительность очистки благодаря мощности до 2.000 Вт и рабочему давлению 4,5 бар в сочетании с инновационным паровым соплом IT.
- Гибкий выбор места установки благодаря ручному заполнению.



tool included



easy use



compact



smart control



Очень большое смотровое окно

### Технические характеристики

Допустимое сетевое напряжение	220–240 В   120 В   100 В
Допустимая сетевая частота	50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	2000 Вт   1550 Вт   1280 Вт
Объем напорного резервуара	4 л
Рекомендуемое количество заправки	2,8 л
Максимальное количество заправки	3 л
Рабочее давление	4,5 бар
Размер (Ш x В x Г)	370 x 422 x 350 мм
Вес (в порожнем состоянии)	~9,5 кг

### Информация для заказа

POWER steamer 1, 230 В	№ 18450000
POWER steamer 1, 120 В	№ 18451000
POWER steamer 1, 100 В	№ 18452000
Настенный держатель	№ 18450200

## НОВИНКА POWER steamer descaler

Концентрат для удаления накипи (для POWER steamer 1 и 2)



POWER steamer descaler - это концентрат для эффективного и бережного удаления накипи в обоих POWER steamer.

### Преимущества

- Эффективный и в то же время безопасный для материалов процесс удаления накипи – рецептура специально разработана для напорных резервуаров из алюминия (вкл. защиту от коррозии).
- Значительно более быстрый процесс удаления накипи по сравнению с обычными средствами для удаления накипи.

### Детали

- Концентрат 1 л: Оптимальная обработка, эффективная очистка.

### Информация для заказа

POWER steamer descaler

№ 18450100



## НОВИНКА POWER steamer water softener

Система умягчения воды для POWER steamer 2



silent



compact



Надёжная система умягчения и фильтрации воды, специально разработанная для POWER steamer 2. Система оптимально защищает POWER steamer и повышает ее эффективность, надежность и долговечность.

### Преимущества

- Недорогая и в то же время продуманная технология умягчения/фильтрации воды, которая встречается порой только в больших и дорогих системах.
- снабжает POWER steamer 2 очищенной водой с пониженным содержанием извести.
- Простая инсталляция за считанные минуты, требующая немного места (отдельно или на стене).
- Простое управление и контроль (оптический и акустический сигнал) с помощью блока датчика потока с OLED-дисплеем.

### Детали

- Замена фильтрующего модуля за несколько секунд – выкрутить, вкрутить, готово.
- Высокая производительность фильтрующих модулей.
- Удаление воздуха и промывание непосредственно на головке фильтра, без отсоединения шлангов (через автоматические запорные клапаны на входе и выходе).

### Технические характеристики

Вес (картридж) ~1,8 кг

### Информация для заказа

POWER steamer water softener	№ 18460100
POWER steamer water softener Расходомер	№ 18460101
POWER steamer water softener головке фильтра	№ 18460102
POWER steamer water softener Фильтрующий элемент М	№ 18460103
POWER steamer water softener Фильтрующий элемент L	№ 18460104