



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 июня 2011 года № ФСЗ 2008/01910

На медицинское изделие

**Фрезерный аппарат для зуботехнической лаборатории (варианты исполнений:
Millo, Millo pro) с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Ренферт ГмбХ", Германия,

Renfert GmbH, 78247 Hilzingen, Untere Giesswiesen 2, Germany

Производитель

"Ренферт ГмбХ", Германия,

Renfert GmbH, 78247 Hilzingen, Untere Giesswiesen 2, Germany

Место производства медицинского изделия

78247 Hilzingen, Untere Giesswiesen 2, Germany

Номер регистрационного досье № 15868 от 04.05.2011

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 5220**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 27 июня 2011 года № 3672-Пр/11
и приказом от 06 апреля 2016 года № 2806 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0018346

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 июня 2011 года

№ ФСЗ 2008/01910

Лист 1

На медицинское изделие

Фрезерный аппарат для зуботехнической лаборатории (варианты исполнений: Millo, Millo pro) с принадлежностями:

Принадлежности к аппарату для зуботехнической лаборатории исполнение Milo:

1. Розетка с зажимом / Clip socket
 2. Кабель сетевой 230В / Power cable 230 V
 3. Плата монтажная 230В / Circuit card 230V
 4. Двигатель 230В / Engine 230V
 5. Конденсатор двигателя 230В / Engine condenser 230V
 6. Ножки резиновые 4 шт. / Rubber bases 4 pcs.
 7. Крышка защитная / Protection cap
 8. Предохранители 5x20 T1A 230В 2 шт. / Set of fuses 230V, 2 pcs.
 9. Стол рабочий Millo / Millo work table
 10. Фреза, зауженная поперечная (острая) / Cutter, tapered cross-cut, (fine)
 11. Фреза, зауженная, с 6 лезвиями, с грубой насечкой / Cutter, tapered, 6-bladed, coarse-cut
 12. Фреза цилиндрическая, с круглой головкой, поперечная / Cylindrical, round head cutter cross-cut
 13. Штифт с высокой степенью точности Pro-fix / Pro-fix Precision pin
 14. Образцы штифта с высокой степенью точности Pro-fix / Pro-fix Precision pin sample
 15. Штифт маркировочный Sakura / Sakura marking pen
 16. Стекло увеличительное хромированное-pl Remberti / Remberti magnifying glasses, chromium-pl
 17. Ящик лабораторный рабочий, 145x190x73 мм / Laboratory working box, 145x190x73 mm
- Принадлежности к аппарату для зуботехнической лаборатории исполнение Mило pro:

1. Розетка с зажимом / Clip socket
2. Кабель сетевой 230В / Power cable 230 V
3. Плата монтажная 230В / Circuit card 230V
4. Двигатель 230В / Engine 230V
5. Конденсатор двигателя 230В / Engine condenser 230V
6. Ножки резиновые 4 шт./ Rubber bases 4 pcs.
7. Комплект настройки по высоте / Height adjustment complete:
 - колёсико регулировочное/ wheel to adjust
 - шпиндель с трапецеидальной резьбой TR12x3/ trapeze threaded spindle TR12x3

Приказом от 06 апреля 2016 года № 2806 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0018730

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 июня 2011 года

№ ФСЗ 2008/01910

Лист 2

- подшипник скольжения с бортиком / slide bushing with collar
- гайка с трапецеидальной резьбой TR12x3 / trapeze threaded nut TR12x3
- болт цилиндрический DIN 7984 M5x10/ cylinder screw DIN 7984 M5x10
- U-шайба DIN 9021 M5 galv / U-washer DIN 9021 M5 galv.
- 8. Выключатель максимального тока / Overcurrent circuit breaker
- 9. Крышка защитная / Protection cap
- 10. Рабочий стол Millo pro / Millo pro work table
- 11. Фреза, зауженная поперечная, (острая) / Cutter, tapered cross-cut, (fine)
- 12. Фреза, зауженная, с 6 лезвиями, с грубой насечкой / Cutter, tapered, 6-bladed, coarse-cut
- 13. Фреза цилиндрическая, с круглой головкой, поперечная /Cylindrical, round head cutter cross-cut
- 14. Штифт с высокой степенью точности Pro-fix / Pro-fix Precision pin
- 15. Образцы штифта с высокой степенью точности Pro-fix / Pro-fix Precision pin sample
- 16. Штифт маркировочный Sakura / Sakura marking pen
- 17. Стекло увеличительное хромированное-pl Remberti / Remberti magnifying glasses, chromium-pl
- 18. Ящик лабораторный рабочий, 145x190x73 мм / Laboratory working box, 145x190x73 mm

≡

Приказом от 06 апреля 2016 года № 2806 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0018731