

Renfert

making work easy



EASY view+ 易视+

新品 牙科视觉通讯器

新品 EASY view+ 易视+

牙科视觉通讯器

仁福 EASY view+ 易视+ 是用于数字化作业件检视的牙科视觉通讯器。数字视觉捕捉让您可以更好地可视化、编辑和分享您的日常工作。除了具有三个缩放级别的实时影像呈现外,按一下按钮就可以自发生成图像。通过笔记本电脑的直接界面创建视频,例如患者病例的视频,并同时与其他人分享,也可随时使用熟悉的程序来编辑图像文件。

优点

- 有三个放大级别(4倍、15倍和20倍),用于全面或详细/显微观察。
- 通过在线会议工具连接到您的笔记本电脑*,可以轻松高效地与牙医讨论病例。
- 自选的显示屏** 让您根据需要做个性化调整。

可选配件:Renfert CONNECT 仁福连接 *** (Renfert CONNECT 仁福连接棒和 Renfert CONNECT 仁福连接应用程序,用于集成到网络和 EASY view+ 易视+ 数据存储和应用程序之间的无线数据同步)。

* 系统要求:Microsoft Windows® 10 及更高版本; Intel® Core™ i3及更高版本 | Apple® macOS® 10.15 及更高版本; Intel® Core™ i5 及更高版本。

** 3D 功能只能通过仁福显示屏实现; 分辨率为 1920x1080(全高清)的 2D 显示屏。

*** Renfert CONNECT 仁福连接棒 并非所有地区都可用, 请在此处查看可用地区:www.renfert.com/connect

详细信息

- 4倍模式下的自由移动:显著的高度差异(约 70 毫米)不会损失清晰度。
- 以普通 JPEG 图像格式存储图像。



额外的较低放大率,可改善综合观察。

技术参数

允许电源电压	120-230 V 100-240 V
允许电源频率	50/60 Hz
功率	12 W
功率(显示屏)	25 W
视频和屏幕分辨率	全高清(1920 x 1080)
焦距(从摄像机镜头到作业件)	430 毫米 // 17 英寸
放大	4倍、15倍、20倍
照明强度	40000 lx
U盘内存	4 GB
可存储的图像数量,大约	600
最长视频序列,大约	~15 分钟
重量(摄像头)	0,7 kg // 1.54 磅
重量(包括旋转臂)	2,1 kg // 4.63 磅
重量(包括电源的显示屏)	3.65 公斤 // 8 磅

订货信息

EASY view+ 易视+ 100-240 V	货号: 24004000
EASY view+ 易视+ 3D 100-240 V	货号: 24003000
EASY view 3D 易视显示屏	货号: 900037808
配件	www.renfert.com



官方微信

