



# Keramik Schichten & Charakterisieren Dentale Pinsel & Anmischplatten

## Naturhaar

Aus feinstem Naturhaar gefertigt, wurden diese Pinsel von Renfert mit einzigartigem Design und außergewöhnlicher Funktionalität entwickelt, um die Anforderungen der anspruchsvollsten Zahn-techniker und Keramiker zu erfüllen.

### lay:art style



### Genius



### Kolinsky



## NEU: Bionic Hair

Die neuen Pinsel mit innovativer, zeitgemäßer Bionic-Faser sind eine echte Evolution für das Schichten. Die Feinheit, Elastizität sowie Formbeständigkeit der Pinselspitze ermöglichen ein zielgerichtetes Schichten der Keramik.

### lay:art evo



### Genius evo



### Kolinsky evo



## Synthetikkaar

Um die Erfordernisse des modernen zahn-technischen Arbeitsalltags zu erfüllen hat Renfert eine Pinselspitze aus Synthetikkaar entwickelt, die sich wie Naturhaar anfühlt, aber eine höhere Elastizität und Haltbarkeit aufweist.

### Ceramicus



### Takanishi



## Anmischplatten mit Feuchthaltefunktion



## Anmischplatten



## Malfarben- Anmischplatten



## NEU lay:art evo

### Bionic Hair Pinsel

lay:art evo ist der zeitgemäße Premiumpinsel mit Bionic Hair. Die chemische Zusammensetzung der neu entwickelten Faser und deren spezifische Bearbeitung ermöglichen dem Pinselhaar, Feuchtigkeit in sich aufzunehmen und die von High-End-Pinseln bekannte Flammenform nachzustellen.



Bestellinformationen, und noch mehr Details:



## NEU Genius evo

### Bionic Hair Pinsel

Der hochwertige Pinsel mit integrierter Schutzfunktion im Griff besticht durch sein modernes Design. Das Besondere ist das Bionic Hair. Die spezielle Molekularstruktur der Pinselhaare ermöglicht die Aufnahme von Feuchtigkeit und zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Langlebigkeit aus.



Bestellinformationen, und noch mehr Details:



## NEU Kolinsky evo

### Bionic Hair Pinsel

Der Kolinsky evo verbindet mit Bionic Hair die Vorteile eines Synthetik- mit denen eines Naturhaarpinsels. Die besondere Molekularstruktur der Pinselhaare ermöglicht die Aufnahme von Feuchtigkeit und zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Langlebigkeit aus.



Bestellinformationen, und noch mehr Details:




## lay:art style

### Naturhaarpinsel

lay:art style Naturhaarpinsel bieten Premiumqualität für höchste Ansprüche. Eine neuartige Fertigungstechnik erreicht höchste Werte in punkto Spannung, Formstabilität und Langlebigkeit der Pinselspitze.



Bestellinformationen, und noch mehr Details:




# Genius

## Naturhaarpinsel

Hochwertiger Naturhaarpinsel mit integrierter Schutzfunktion im Griff in modernem Design. Um beim Pinselhaar hohe Werte in punkto Spannung, Formstabilität und Langlebigkeit zu erreichen, kommt hier die einzigartige Fertigungstechnik von Renfert zum Einsatz.

Bestellinformationen, und noch mehr Details:




# Kolinsky

## Naturhaarpinsel

Naturhaar-Keramikpinsel mit Kolinsky-Rotmarderhaaren, der Qualität und Ästhetik vereint. Feine, flexible Pinselspitze und optimaler Feuchtigkeitsspeicher.

Bestellinformationen, und noch mehr Details:




# Ceramicus

## Kunsthaarpinsel

Keramikpinsel aus spezieller, synthetischer Mikrohaaarstruktur. Erhöhte Spannkraft der Haare und sehr hohe Haardichte. Das Auf-fächern der Haare nach dem Keramikauf-trag entfällt.

Bestellinformationen, und noch mehr Details:




# Takanishi

## Kunsthaarpinsel

Langjährig bewährter Kunsthaarpinsel mit sehr hoher Qualität für optimale Keramikmodellationen. Die formstabile Pinselspitze und die hohe Federkraft der Pinselhaare sind ideal zum Reduzieren von Porzellan.

Bestellinformationen, und noch mehr Details:



## Anmischplatten mit Feuchthaltefunktion



### lay:art crystal aqua

Partiell selbstbefeuchtende Glas-Anmischplatte mit zwei Befeuchtungsstreifen.



xl  
s



### lay:art tropic pro

Homogene, diffusionsfähige High-Tech Keramikplatte mit Mulden und durchgehender Befeuchtung.



xl  
s



### lay:art tropic

Diffusionsfähige Keramik-Anmischplatte für eine homogene, vollflächige Befeuchtung mit zwei zusätzlich glasierten Mulden.



xl  
s



### lay:art oasis

Hightech Keramikplatte mit glasierter Oberfläche und perforiertem Muldenboden. Kapillare Befeuchtung zur Verarbeitung und Lagerung von Keramikmassen.



s



### Rainbow

Glasiertes Plattenmaterial mit perforiertem Muldenboden verhindert das Austrocknen der Keramik im Arbeitsprozess.



## Anmischplatten ohne Feuchthaltefunktion



### lay:art crystal

Glas-Anmischplatte in modernem Design.



xl



### lay:art natural

Exklusive Anmischplatte aus natürlichem Achat-Stein.



s



## Malfarben-Anmischplatten



### lay:art color

Glasierte Keramikplatte für die Bearbeitung und Lagerung von Malfarben.



s



### Stain-Mix

Malfarben-Anmischplatte für Keramik- und Kunststoffmalfarben.

