



**Renfert**

making work easy



**SEE IT  
WORK IT  
SHARE IT**

**EASY view+**

Стоматологический визуальный коммуникатор

Мастерство и визуальная мощь


# Лучшее взаимодействие дает лучшие результаты


EASY view+ поднимает взаимодействие в зуботехнической лаборатории на совершенно новый уровень. Благодаря системе передачи изображений очень легко обеспечивается взаимодействие в рамках зуботехнических работ. Визуализация работ в режиме реального времени позволяет всем членам команды и коллегам быть в курсе всего в любое время и с любого места (напр., стоматологическая практика, зуботехническая лаборатория, фрезеровальный центр). Очень просто: EASY view+!







# SEE IT WORK IT SHARE IT

 Просто видеть лучше –  
разные уровни увеличения

 Просто работать лучше –  
обсуждение случаев, кон-  
троль качества, обучение

  Просто делиться лучше –  
изображениями в режиме  
реального времени, фото  
или видео

→ Взаимодействие по зуботех-  
ническим вопросам на новом  
уровне

EASY view+ впечатляет простотой и многосторон-  
ностью. Великолепное качество изображений и  
визуальная мощь: Работа на лабораторном столе  
одновременно передается с высочайшим разре-  
шением на монитор (внутренний или внешний).

Мгновенная быстрота и высочайшая точность

# Полностью в курсе благодаря EASY view+

Зуботехнические лаборатории благодаря EASY view+ экономят ценное время и оптимизируют рабочие процессы. Потенциал умного стоматологического визуального коммуникатора велик.

Потому что, хотя слова могут многое объяснить, реальная картина во всех измерениях намного ярче и понятнее.

# SEE IT



## making work easy

→ Просто фотографировать!  
Функция моментального снимка

Благодаря функции моментального снимка можно сделать идеально резкое фото фрагмента изображения одним щелчком мыши и без дорогостоящего оборудования для стоматологической фотосъемки.



→ Просто поделиться!  
Функция совместного доступа

Функция совместного доступа позволяет легко предоставлять доступ к просмотру работы на лабораторном столе в режиме реального времени с помощью системы видеоконференцсвязи.

4-кратное  
увеличение

15-кратное  
увеличение

20-кратное  
увеличение



## 3 уровня оптического увеличения



Наблюдение в режиме реального времени с 3 уровнями увеличения

Высокоточный просмотр объекта зуботехнической работы в режиме реального времени осуществляется с различными уровнями увеличения (4-кратное, 15-кратное и 20-кратное увеличение). Полное отображение модели так же возможно, как и точный детальный вид (например, граница препарирования).

Просто мастерски и аккуратно

# Зубопротезная техника – это точнейшая работа!

Благодаря трехмерности и глубине резкости EASY view+ можно использовать для целенаправленного создания филигранных текстур (морфологии поверхности), а также сложных деталей керамического слоя (например, мамелонов). А поскольку видны даже мельчайшие детали, можно добиться действительно потрясающих эффектов.

## Идеальная резкость: обеспечение и контроль качества

Лучше видеть – значит лучше работать и получать лучшее качество. С EASY view+ полное отображение модели так же возможно, как и точный детальный вид (например, граница препарирования). Это упрощает, например, контроль качества в начале работы, во время подготовительных мероприятий и перед окончанием работы.

# WORK IT

## making work easy

### → Просто тщательно!

Освещение в EASY view+ следует за полем зрения, поэтому работа всегда видна четко и без теней.. Трехмерное изображение с оптимальной зрительно-моторной координацией помогает работать без усталости. Функция разделения экрана позволяет одновременно просматривать еще один вид (например, восковую модель), чтобы добиться точной имитации естественности при изготовлении зубных протезов.

# SHARE IT


**Игровая легкость и профессионализм**

## Благодаря EASY view+ все сидят в первом ряду

Зуботехническую работу можно продемонстрировать с помощью EASY view+ с поразительной эффективностью и видимостью для всех. Обсуждение случаев, обучение сотрудников, практические вебинары, каналы в Instagram и т. д. приобретают больше динамизма и выразительности – ведь с EASY view+ каждый действительно занимает место в первом ряду.



# Обсуждение случаев онлайн



→ Простота обучать!!  
Обучение сотрудников

Будь то яркая демонстрация в режиме реального времени для обучения и повышения квалификации, инструктаж или тренинг сотрудников – EASY view+ обеспечивает реалистичную проекцию на монитор без какого-либо сложного оборудования.

→ Просто демонстрировать!  
Практическое повышение квалификации  
Благодаря функции совместного доступа возможно увлекательное повышение квалификации.. Участники как будто дистанционно переключаются на лабораторный стол докладчика и с высоким разрешением изображения наблюдают за этапами стоматологической работы.

## making work easy

→ Просто иллюстрировать!


Пояснительные видеоролики

Обучающие и пояснительные видеоролики можно легко записать с помощью карты видеозахвата. Например, рабочая инструкция или описание процесса в лаборатории с помощью EASY view+ становятся настоящей, вдохновляющей ориентацией.

→ Просто показать! Видеопрезентация

Маркетинг: быстро, просто, эффективно.

Видео, созданные с помощью EASY view+, позволяют рассказывать целые истории о зуботехнических технологиях. Таким образом, мастерская зуботехническая работа становится осязаемой и понятной, т.е. ее можно показать в Instagram или на веб-сайте лаборатории.



# CONN

Удобные администрирование и синхронизация

## Основной момент: все в одном месте!

С приложением Renfert CONNECT повседневная работа становится более удобной и эффективной. Таким образом вы управляете умным EASY view+ с его продвинутыми функциями и всегда имеете доступ ко всей важной информации. Вы быстро найдете помощь для настройки приборов: Вопросы и ответы, а также видеоролики по поддержке доступны там, где они вам нужны – на рабочем месте через мобильное устройство.

# ЕСТ IT

Renfert CONNECT  
SIMPLY.  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО.




Просто архивировать –  
приложение Renfert!

В приложении Renfert CONNECT можно очень просто сохранять фотографии в базе данных изображений. Сортировка, маркировка, архивирование, документирование – все это становится детской игрой благодаря интуитивно понятному управлению.



Renfert CONNECT  
- в настоящее время доступно  
только для iOS  
- доступно не во всех странах  
Проверьте доступность тут:  
[www.renfert.com/connect](http://www.renfert.com/connect)

[www.renfert.com/connect](http://www.renfert.com/connect)



## making work easy

### ➔ Просто синхронизировать!

Функция моментального снимка EASY view+ также существенно упрощает повседневную лабораторную работу. Одним щелчком мыши можно создать фотографию нужного участка изображения и произвести синхронизацию со смартфоном или планшетом с помощью приложения Renfert CONNECT.

# EASY view+

Стоматологический визуальный коммуникатор

- ➔ **Просто видеть лучше** – разные уровни увеличения, идеальная освещенность, большая глубина резкости
- ➔ **Просто работать лучше** – изготовление зубного протеза, подготовка работы, контроль качества
- ➔ **Просто делиться лучше** – изображения в режиме реального времени, обсуждение случаев, обучение, фото или видео (напр., для социальных сетей)



## Обзор продукта

| Продукт                              | Номер артикуламер | Продукт                                                                      | Номер артикуламер    |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| EASY view+<br>100-240 V              | 24004000          | HDMI-разветвитель для<br>EASY view 3D (доп. с сетевым мультимедиа-адаптером) | 24000503<br>24000505 |
| EASY view+<br>3D 100-240 V           | 24003000          | EASY view 3D<br>конвертер<br>3D/2D                                           | 24000501             |
| Монитор 3D<br>EASY view              | 900037808         | Флеш-накопитель Renfert<br>CONNECT                                           | 24100000             |
| EASY view+<br>Composite<br>УФ-фильтр | 24004020          | Подставка,<br>закрепляемая<br>с помощью<br>винтов                            | 22000420             |

