

Renfert

making work easy

官方微信



POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机

新品 蒸汽清洗机

新品 POWER steamer

强劲型蒸汽清洗机 2

自动注水的蒸汽清洗机

全新强力的 POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机 2, 在可靠性和耐用性方面表现更卓越, 其出色的清洁性能令人印象深刻, 可以轻松有效地去除任何种类的污垢。使用自来水连接和集成泵, 压力罐自动注水, 确保蒸汽随时可用。

优点

- 特别耐用的加热系统 - 加热元件铸在锅炉底板内, 以保护其免受水、水垢和清洁过程中使用的化学品所影响。
- 实时钙化指示器提高功能的可靠性和信赖度。
- 拥有超大的维护口, 清洁压力罐简单容易。
- 智能操作, 加上通过应用程序界面的附加功能 // Renfert CONNECT stick*。

* (从 2022 年底开始提供的可选配件, 只适用于部分国家。)

详细信息

- 高达 2,000 W 和 4.5 bar 的工作压力与创新的蒸汽喷嘴技术结合, 具有持续有效的清洁性能。
- 使用自来水连接和集成泵的自动注水, 支持蒸汽的连续高使用量。
- 通过压力计显示当前的工作压力, 能最有效地控制水压力度。
- 有效的冲洗程序, 令压力罐的冲洗、清洁和除垢工作量显著减少。



含工具



使用简易



设计紧凑



智能控制



防护式加热元件

技术参数

允许电源电压	220-240 V 120 V 100 V
允许电源频率	50/60 Hz
功率	2000 W 1280 W 1550 W
压力罐容量	4 升
容量(建议注水量)	2,8 升
容量(最大注水量)	3 升
工作压力	4,5 bar
连接压力	1-5 bar
尺寸(宽 x 高 x 深)	370 x 422 x 350 毫米
重量	~10,1 公斤

订货信息

POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机 2, 230V	货号: 18460000
POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机 2, 230V (中国插头)	货号: 1846000004
POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机 2, 120V	货号: 18461000
POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机 2, 100V	货号: 18462000
蒸汽清洗机壁挂式支架	货号: 18450200



新品 POWER steamer

强劲型蒸汽清洗机 1

手动注水的蒸汽清洗机

全新强力的 POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机 1, 在可靠性和耐用性方面表现更卓越, 其出色的清洁性能令人印象深刻, 可以轻松有效地去除任何种类的污垢。手动注水, 可以灵活选择放置点。

优点

- 特别耐用的加热系统 - 加热元件铸在锅炉底板内, 以保护其免受水、水垢和清洁过程中使用的化学品所影响。
- 实时钙化指示器提高功能的可靠性和信赖度。
- 拥有超大的维护口, 清洁压力罐简单容易。
- 智能操作, 加上通过应用程序界面的附加功能 // Renfert CONNECT stick*。

* (从 2022 年底开始提供的可选配件, 只适用于部分国家。)

详细信息

- 高达 2,000 W 和 4.5 bar 的工作压力与创新的蒸汽喷嘴技术结合, 具有持续有效的清洁性能。
- 手动注水, 灵活选择放置点。
- 符合人体工程学的蒸汽喷枪, 令蒸汽清洁安全方便 (外壳可以安全地消散静电荷)。
- 方便的漏斗形注水口, 可轻松地注入水和除垢溶液。
- 可选配的壁挂式支架安装在墙壁上使用。



含工具



使用简易



设计紧凑



智能控制



超大维护口

技术参数

允许电源电压	220-240 V 120 V 100 V
允许电源频率	50/60 Hz
功率	2000 W 1550 W 1280 W
压力罐容量	4 升
容量(建议注水量)	2,8 升
容量(最大注水量)	3 升
工作压力	4,5 bar
尺寸(宽 x 高 x 深)	370 x 422 x 350 毫米
重量(空)	~9,5 公斤

订货信息

POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机 1, 230V	货号: 18450000
POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机 1, 230V (中国插头)	货号: 1845000004
POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机 1, 120V	货号: 18451000
POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机 1, 100V	货号: 18452000
蒸汽清洗机壁挂式支架	货号: 18450200



新品 POWER steamer 蒸汽清洗机除垢剂

浓缩除垢溶液 (POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机 1 和 2 专用)



POWER steamer 蒸汽清洗机除垢剂是一种浓缩除垢溶液, 可有效并温和地为 POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机除垢。

优点

- 进行有效又温和的除垢——特别适用于铝制压力罐的配方 (包括腐蚀保护)。
- 除垢速度比一般普通除垢溶液快得多。

详细信息

- 1 升浓缩液: 方便处理, 有效清洁。
- 可直接倒入, 只需用水稀释。

订货信息

POWER steamer 蒸汽清洗机除垢剂

货号: 18450100



新品 POWER steamer 蒸汽清洗机水软化系统

POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机 2 专用的水软化系统



静音



设计紧凑

可靠的水软化和过滤系统, 特别适用于 POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机 2。这个系统为 POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机提供最佳保护, 提高其效率、可靠性和耐用性。

优点

- 价钱合理且先进, 一般只会在大型昂贵系统中应用的水软化/过滤技术。
- 为 POWER steamer 强劲型蒸汽清洗机 2 提供降低含钙量的清洁水。
- 简易、紧凑的安装 (独立式或壁挂式), 可在几分钟内完成。
- 通过带有 OLED 显示屏的流量传感器, 操作和监控简单 (视觉和听觉信号)。

详细信息

- 只需几秒就能快速更换滤芯 —— 移除、插入、完成。
- 长效滤芯。
- 直接在滤头处排气和冲洗, 无需断开管道 (通过自动的截止阀入口和出口)。
- 每次更换滤芯时, 会同时更换过滤头和滤芯之间的所有密封件。

技术参数

重量 (材料筒) ~1,8 公斤

订货信息

蒸汽清洗机水软化系统	货号: 18460100
POWER steamer 蒸汽清洗机水软化系统流量表	货号: 18460101
POWER steamer 蒸汽清洗机水软化系统过滤头	货号: 18460102
POWER steamer 蒸汽清洗机水软化系统滤芯 中号	货号: 18460103
POWER steamer 蒸汽清洗机水软化系统滤芯 大号	货号: 18460104

