

**Renfert**

making work easy



# POWER スチーマー

**NEW** スチーム洗浄ユニット

# NEW POWERスチーマー2

## 自動充填式スチーム洗浄ユニット

新しいパワフルなPOWERスチーマー2は、信頼性と耐久性に新たな基準を設け、優れた洗浄性能で感動を与えます。あらゆる種類の典型的な汚れを、簡単かつ効果的に除去することができます。水道接続と内蔵ポンプにより、圧力タンクは自動的に充填され、常に蒸気を供給することができます。

### 特徴

- 特に耐久性の高いヒーターシステム  
- ヒーターエレメントはボイラーの底の内側に錆込まれ、水や石灰質、洗浄時に使用される化学物質から保護されています。
- リアルタイム石灰化インジケーターにより、高い機能的信頼性を実現。
- 大きなサービス開口部により、圧力タンクの清掃が容易。
- スマートな操作に加え、アプリのインターフェースでの追加機能 // Renfert CONNECT stick\*。

\*（オプションは2022年末より発売予定。使用可能な国が限られています。）

### 詳細

- 最大出力2,000W、使用圧力4.5bar、革新的なスチームノズル技術との組み合わせにより、連続的かつ効果的な洗浄が可能。
- 水道の接続と内蔵ポンプによる自動充填により、過酷な連続使用でも常にスチームを供給。
- マノメーターで現在の使用圧力を表示し、最適な制御が可能。
- 効果的なリンスプログラムにより、圧力タンクのリンス、クリーニング、デスケリングの作業量を大幅に削減。



ツール  
付属



簡単操作



コンパクト



スマート  
コントロール



保護されたヒーターエレメント

### 技術データ

許容主電源電圧	220-240 V   120 V   100 V
電源周波数	50/60 Hz
消費電力	2000 W   1280 W   1550 W
圧力タンク容量	4L
容量(推奨充填量)	2,8 L
容量(最大充填量)	3L
使用圧力	4,5 bar
接続圧力	1-5 bar
寸法(幅×高さ×奥行)	370 x 422 x 350 mm
重量	~10,1 kg

### オーダー情報

POWERスチーマー2, 230 V	No. 18460000
POWERスチーマー2, 120 V	No. 18461000
POWERスチーマー2, 100 V	No. 18462000
ウォールブラケット	No. 18450200

# NEW POWERスチーマー1

## マニュアル充填式スチーム洗浄ユニット

新しいパワフルなPOWERスチーマー1は、信頼性と耐久性に新たな基準を設け、優れた洗浄性能で感動を与えます。あらゆる種類の典型的な汚れを、簡単かつ効果的に除去することができます。マニュアル充填のため、設置場所を自由に選択することができます。

### 特徴

- 特に耐久性の高いヒーターシステム  
- ヒーターエレメントはボイラーの底の内側に鑄込まれ、水や石灰質、洗浄時に使用される化学物質から保護されています。
- リアルタイム石灰化インジケーターにより、高い機能的信頼性を実現。
- 大きなサービス開口部により、圧力タンクの清掃が容易。
- スマートな操作に加え、アプリのインターフェースでの追加機能 // Renfert CONNECT stick\*。

\*（オプションは2022年末より発売予定。使用可能な国が限られています。）

### 詳細

- 最大出力2,000W、使用圧力4.5bar、革新的なスチームノズル技術との組み合わせにより、連続的かつ効果的な洗浄が可能。
- マニュアル充填により、設置場所も自由。
- 人間工学に基づいたハンドピースにより、安全で便利なスチーム洗浄が可能（ハウジングは静電気を安全に逃がします）。
- 水やスケール除去液の注入が容易な漏斗型注水口を採用。
- オプションのウォールブラケットを使用すれば、壁掛けが可能。



ツール  
付属



簡単操作



コンパクト



スマート  
コントロール



大きなサービス用開口部

### 技術データ

許容主電源電圧	220-240 V   120 V   100 V
電源周波数	50/60 Hz
消費電力	2000 W   1550 W   1280 W
圧力タンク容量	4L
容量(推奨充填量)	2,8 L
容量(最大充填量)	3L
使用圧力	4,5 bar
寸法(幅×高さ×奥行)	370 x 422 x 350 mm
重量(空の状態)	~9,5 kg

### オーダー情報

POWERスチーマー1, 230 V	No. 18450000
POWERスチーマー1, 120 V	No. 18451000
POWERスチーマー1, 100 V	No. 18452000
ウォールブラケット	No. 18450200



# NEW POWERスチーマー デスケラー

濃縮スケール除去液  
(POWERスチーマー1、2用)



POWERスチーマー用デスケラーは、POWERスチーマーを効果的に、かつ穏やかにスケール除去するための濃縮スケール除去液です。

## 特徴

- 効果的で素材に優しいスケール除去 - 特にアルミニウム圧力タンクに適した処方(腐食防止を含む)。
- 一般的な市販のスケール除去液に比べて、スケール除去のスピードが大幅に向上。

## 詳細

- 1リットルの濃縮液：実用的な取り扱い、効果的な洗浄が可能。
- 水での希釈のみで、直接注入が可能。

## オーダー情報

POWERスチーマー スケール除去剤液

No. 18450100



# NEW POWERスチーマー 軟水器

POWERスチーマー2用水軟化装置



静音



コンパクト



特にPOWERスチーマー2に適した、信頼性の高い軟水化フィルターシステムです。このシステムはPOWERスチーマーを最適に保護し、その効率性、信頼性、耐久性を向上させます。

## 特徴

- 通常、高価で大型なシステムでのみ利用可能だった高度な軟水化技術を低価格で。
- POWERスチーマー2にカルシウムを減らしたきれいな水を供給します。
- 数分で完了する簡単でコンパクトな設置方法(自立、壁掛け可能)。
- 有機ELディスプレイ付きフローセンサーユニットによる簡単な操作とモニタリング(視覚 聴覚信号)。

## 詳細

- フィルターカートリッジの交換は数秒で完了 - 外す、入れる、これだけです。
- 長寿命なフィルターカートリッジ。
- チューブを外すことなく、フィルターヘッドで直接ベントとリンスを行うことができます(自動式インレット/アウトレットのシャットオフバルブ経由)。
- カートリッジ交換時に、ヘッドとカートリッジの間にあるシールをすべて自動交換。

## 技術データ

重量(カートリッジ) ~1,8 kg

## オーダー情報

POWERスチーマー軟水化用剤	No. 18460100
POWERスチーマー軟水器用フローメーター	No. 18460101
POWERスチーマー軟水器用フィルターヘッド	No. 18460102
POWERスチーマー軟水器用フィルターカートリッジM	No. 18460103
POWERスチーマー軟水器用フィルターカートリッジL	No. 18460104