

Renfert

making work easy



EASYview 3D

NUEVO Vídeo-microscopio en 3D

EASYview 3D

Vídeo-microscopio 3D

EASYview 3D de Renfert es un innovador vídeo-microscopio con monitor 3D, ideal para la visualización del objeto, para el trabajo diario y el control de calidad, así como para fines de formación y documentación.



Ventajas

- Coordinación natural de manos y vista en trabajos de precisión con el modo 3D.
- Uso paralelo de imágenes de pacientes, de wax-ups, etc. dentro del flujo de trabajo con la función de pantalla dividida.
- Elaboración de fotografías de alta resolución y secuencias de vídeo en calidad Full HD para la documentación y comunicación en red y mediante lápiz de memoria integrado.

Detalles

- Excelente evaluación de diferentes niveles de luminosidad y de texturas superficiales con el modo blanco y negro en 2D y 3D.
- Trabajo sin fatiga y ergonómico mediante una postura del cuerpo natural y sana observando el objeto en el monitor.
- Trabajo preciso, seguro y controlado con magnificaciones de 15 o 20 veces.

Características técnicas cabezal (brazo de sujeción incluido)

Tensión nominal	100 / 120 / 230 V
Tensión / frecuencia de red admisible	100–240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía	12 W
Resolución de vídeo	Full-HD (1920 x 1080)
Distancia focal (entre lente y objeto)	430 mm (17")
Aumento	15-/20 veces
Grosor del tablero de la mesa con virola universal	18–74 mm (0.71–2.92")

Características técnicas pantalla

Tensión nominal	100 / 120 / 230 V
Tensión / frecuencia de red admisible	100–240 V, 50/60 Hz
Resolución de pantalla	Full-HD (1920 x 1080)
Distancia de trabajo recomendado de la pantalla	500–700 mm (19–28")
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)	511 x 377 x 170 mm (20.12 x 14.84 x 6.69")
Diagonal de la pantalla	546,1 mm (21.5")

Referencias

EASY view 3D , 100–240 V 50/60 Hz ¹	No. 2400 0500
EASY view 3D , 100–240 V 50/60 Hz con adaptador de red multiple ²	No. 2400 1500
EASY view 3D HDMI Video-Recorder ¹	No. 2400 0502
EASY view 3D HDMI Video-Recorder con adaptador de red multiple ²	No. 2400 0504
EASY view 3D HDMI-Splitter ¹	No. 2400 0503
EASY view 3D HDMI-Splitter con adaptador de red multiple ²	No. 2400 0505
EASY view 3D HDMI-Converter 3D/2D ¹	No. 2400 0501
EASY view 3D HDMI-Converter 3D/2D con adaptador de red multiple ²	No. 2400 0506

¹ Variante para Europa excepto GB, IT, DK, FL, CH

² Válida en todo el mundo excepto a países europeos con enchufe CEE 7/3

Volumen de suministro EASY view 3D

Cabezal EASYview 3D con red y cable de alimentación (iluminación LED incl.), brazo de sujeción con cable y zócalo con abrazadera universal, monitor 3D con adaptador de corriente y cable de alimentación, gafas polarizadas 3D, lápiz de memoria USB 4 GB, ratón, interruptor de pie, apoyo para la mesa, guía de inicio rápido

Más información disponible online

