

Renfert

making work easy



MT premium

NOVITÀ Squadramodelli ad acqua

NOVITA MT premium

Squadramodelli ad acqua con luce di lavoro e Aqua Stop

Squadramodelli ad acqua di nuovo livello: le caratteristiche ben congegnate perfezionano l'uso quotidiano e rendono l'MT premium una squadradora di classe superiore.

Vantaggi

- Efficiente e precisa squadratura ad acqua di modelli dentali in gesso.
- Lavoro senza fatica grazie alla luce di lavoro integrata.
- Riduzione dei costi e tutela delle risorse tramite acqua stop.
- Modifica veloce dell'angolo di inclinazione del portamodelli grazie al pratico meccanismo basculante (90°/98°).

Dettagli

- Pulizia facile e veloce grazie allo smontaggio senza utensili del portamodelli, del suo sportello e del tubo erogatore.
- Lavoro pulito e senza problemi grazie alla tenuta ottimale.

Ulteriori dettagli

- Motore di potenza superiore alla media per un'eccellente rimozione del materiale dalla superficie anche con i tipi di gesso più duri.
- Buona guida dei modelli in gesso con l'ausilio delle linee ortogonali incise sul piano di lavoro.
- Visibilità ottimale del modello grazie all'inclinazione dell'apparecchio di 10°.
- Tubo erogatore posizionato in modo ottimale per garantire un apporto d'acqua uniforme al disco abrasivo.



tool included



easy use



perfect view



Illuminazione ottimale dell'area di lavoro

Dati tecnici

Tensione di rete ammessa	220–240 V 100–120 V
Frequenza di rete ammessa	50/60 Hz
Potenza assorbita	1300 W (230 V) 1325 W (120 V)
Potenza del motore (P1)	1300 W
Potenza del motore (P2)	900 W
Numero di giri	2880–3400 giri/min.
Consumo d'acqua mass	7 l/min
Pressione dell'acqua min./max.	1–5 bar
Ø (Bocchettone per tubo acqua di scarico)	36 mm
Ø (Disco abrasivo)	234 mm
Dimensioni (L x A x P)	305 x 330 x 410 mm
Peso (senza disco)	~13,2 kg

Referenze

MT premium incl. disco abrasivo Klettfix, 220-240 V	No. 18070000
MT premium incl. disco abrasivo Marathon, 220-240 V	No. 18070500
MT premium incl. disco abrasivo Klettfix, 100-120 V	No. 18071000
MT premium incl. disco abrasivo Marathon, 100-120 V	No. 18071500



NOVITA ORTHO guide

Set complementare per ortodonzia per MT premium o MT3



Con la ORTHO guide, la MT premium e la MT3 diventano squadraremodelli speciali per le esigenze nel settore dell'ortodonzia.

Vantaggi

- Squadratura rapida e precisa di modelli ortodontici in funzione dei piani cranici utilizzando una maschera intuitiva e uno speciale portamodelli.
- Maggior precisione e allineamento ottimale della linea mediana del rafe tramite luce laser direzionale (solo MT premium).
- Precisa squadratura del piano trasversale del modello mascellare.
- Realizzazione di esatti modelli ortodontici orientati tridimensionalmente in funzione di tutti i piani cranici.

Dettagli

- Grazie allo speciale concetto di guida, la maschera non è installata in modo permanente sull'apparecchio e può quindi essere rimossa facilmente e senza l'uso di utensili.
- Pulizia di tutti i componenti facile, veloce e senza l'uso di utensili.
- Istruzioni passo per passo con modelli mascellari e mandibolari (idonee anche per la documentazione del processo).

Ulteriori dettagli

- Il montaggio successivo non richiede personale specializzato e può essere facilmente eseguito dall'utilizzatore stesso.



Squadratura precisa orientata al morso utilizzando una maschera intuitiva

Dati tecnici

Dimensioni (L x A x P)	25 x 42 x 115 mm
Peso	~40 g
Classe laser	1

Referenze

ORTHO guide Set MT premium	No. 18070100
ORTHO guide Set MT3	No. 18080100



Altre squadramodelli

MT3

Squadramodelli ad acqua

incl. disco abrasivo Klettfix, 220-240 V
No. 18080000

incl. disco abrasivo Marathon, 220-240 V
No. 18080500

incl. disco abrasivo Klettfix, 100-120 V
No. 18081000

incl. disco abrasivo Marathon, 100-120 V
No. 18081500



MT plus

Squadramodelli ad acqua e a secco

incl. disco abrasivo Klettfix, 220-230 V
No. 18030000

incl. disco abrasivo Marathon, 220-230 V
No. 18030500



Dischi abrasivi

Klettfix MT plus

Disco abrasivo in carburo di silicio in 2 grane



5 x Klettfix MT plus, (3 x grana 80, 2 x grana 120) + disco di supporto
No. 18031000

Klettfix MT3/MT premium

Disco abrasivo in carburo di silicio in 2 grane



5 x Klettfix MT3/MT3 pro/MT premium, (3 x grana 80, 2 x grana 120) + disco di supporto
No. 18031001

Klettfix MT plus/MT3/MT premium

Kit di ricarica grana 80



5 x Klettfix MT plus/MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18031100

Klettfix MT plus/MT3/MT premium

Kit di ricarica grana 120



5 x Klettfix MT plus/MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18031200

Marathon MT plus

Disco abrasivo parzialmente diamantato



Marathon MT plus
No. 18032000

Marathon MT3/MT premium

Disco abrasivo parzialmente diamantato



Marathon MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18032001

Infinity MT plus

Disco abrasivo completamente diamantato



Infinity MT plus
No. 18033000

Infinity MT3/MT premium

Disco abrasivo completamente diamantato



Infinity MT3/MT3 pro/MT premium
No. 18033001